

## ΠροφύλαξηPLUS Οδηγίες χρήσης

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε αυτό το έγγραφο «Οδηγίες χρήσης» πριν το χειριστείτε. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο από οδοντίατρο.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

### ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Όνομα προϊόντος	ProphyPLUS Εφάπαξ δόση pk 200 φλιτζάνια
Όνομα Εταιρείας	Τελειον Συν Λτδ
Διεύθυνση Εταιρείας	6 Westwood Court, Μπρουνέλ Ρόουντ, Τότον, Χάμσαϊρ, SO40 3WX, Ηνωμένο Βασίλειο
Τηλέφωνο Εταιρείας Αρ.	+44 (0) 2380 866 677

### ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ REF.

- PP010/0100 Προφυλακτική Μέντα μίας δόσης
- PP010/0101 ProphyPLUS μίας δόσης χοντρό μέντα
- PP010/0102 ΠροφυλακτικόPLUS Μονής Δόσης Μεσαίο Κεράσι
- PP010/ 0103 ProphyPLUS μονής δόσης χοντρό κεράσι
- PP010/0104 ProphyPLUS Funky γεύσεις μίας δόσης με 200 αυτοκόλλητα

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ένα μείγμα γυαλιστικών και καθαριστικών που έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση κατά τη διάρκεια διαδικασιών οδοντιατρικής / ορθοδοντικής υγιεινής. Κάθε φλιτζάνι περιέχει αρκετή πάστα για μία μόνο θεραπεία προφύλαξης.. Το προϊόν περιέχει φθόριο, δεν θεωρείται υποκατάστατο άλλων μορφών επεξεργασίας φθορίου.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Χρησιμοποιώντας μια γωνία προφύλαξης, γεμίστε το κύπελλο ή το πινέλο πιέζοντας το πρόσωπο του κυπέλλου ή βουρτσίστε μέσα στην πάστα ενώ τρέχετε τη γωνία σε χαμηλή ταχύτητα.
- Διατηρήστε μια γρήγορη και ελαφριά αφή έτσι ώστε οι άκρες του κυπέλλου να ανοίγουν ελαφρώς ενώ συνεχίζετε την κίνηση στο δόντι. Πρέπει να διατηρείται επαρκής πάστα στο κύπελλο για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της επιφάνειας του δοντιού.
- Η εκκένωση του σάλιου συνιστάται για να αποφευχθεί η αραίωση και η κατάποση της πάστας.
- Ξεπλύνετε το στόμα με ψεκασμό νερού.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η πάστα προφύλαξης πρέπει να αποβάλλεται και να μην καταπίνεται.

Το προϊόν περιέχει 1,23% φθοριούχο νάτριο, η ναυτία μπορεί να προκύψει από υπερβολική κατάποση φθορίου.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Προσοχή



Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού σε σχέση με το προϊόν, θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.

### ΑΠΟΣΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C. Κρατήστε το μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Ανατρέξτε στην εξωτερική συσκευασία για την ημερομηνία λήξης.



### Κωδικός παρτίδας/Ημερομηνία λήξης

Δείτε το ροτ για τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία λήξης.



Dental Technologies  
6901 North Hamlin  
Avenue  
Lincolnwood  
Illinois 60712, USA  
www.dentaltech.com



Perfection Plus Ltd  
6 Westwood Court  
Brunel Road, Totton  
Hampshire  
SO40 3WX, UK  
[www.perfectionplus.com](http://www.perfectionplus.com)  
Regulatory@perfectionplus.com



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT, Arnhem  
The Netherlands



Perfection Plus EU Ltd  
The Black Church  
St Mary's Place.  
Dublin, Ireland,  
D07 P4AX  
Regulatory@perfectionplus.com

