

## PerfectEtch

### Návod k použití

#### DŮLEŽITÝ

Před manipulací si přečtěte tento dokument "Návod k použití". Tento produkt je určen pouze pro použití zubním lékařem.

#### **SPECIÁLNĚ VYVINUTÉ PRO POUŽITÍ VE STOMATOLOGII**

#### IDENTIFIKACE

PerfectEtch je formulován pro pohodlnou přípravu skloviny pro udržení dentálních materiálů na bázi pryskyřice. Má optimální viskozitu pro snadné vytlačování s tixotropním "nekapajícím" efektem, aby zůstal tam, kde je aplikován. Prezentace stříkačky pro snadnou aplikaci a jasné barvy pro zajištění přesného umístění.

jméno výrobku	PerfectEtch
Název společnosti	Perfection Plus Ltd
Adresa společnosti	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Velká Británie
Firemní telefonní číslo	+44 (0) 2380 866 677

#### KÓD PRODUKTU -REF

PP010/0086 PerfectEtch 2 x 2ml Zelená

PP010/0004 PerfectEtch 2x 5ml modrá

PP010/1001 PerfectEtch 12g Zelená

PP010/0087 PerfectEtch Jumbo 50ml Zelená

#### INDIKACE PRO POUŽITÍ

Ošetření okrajů skloviny kompozitních náhrad třídy I, II, III a V, aby se zabránilo mikroúnikům.

Ošetření smaltovaných povrchů kompozitních náhrad třídy IV pro retenci.

Ošetření okluzní plochy zadních zubů před aplikací pryskyřice na fisurový tmel.

Ošetření povrchů skloviny zubů před připojením ortodontických aparátů pomocí pryskyřičného lepidla.

Ošetření labiální plochy zubů před aplikací keramických nebo akrylátových fazet pojených pryskyřicí.

#### NÁVOD K POUŽITÍ

1. Pokud povrch skloviny nebyl čerstvě obnažen preparací zubního kazu nebo zmenšením zubu, doporučuje se čištění profylickou pastou Perfection Plus Oil Free nebo pemzou a vodou.
2. Leptací gel naneste stříkačkou přímo na ošetřovaný povrch skloviny. Gel lze rozetřít pomocí hrotu stříkačky nebo jiného vhodného nástroje (malá kuličková zátka nebo kartáček).
3. Nechte leptací gel působit 30 sekund.
4. Umyjte a osušte vzduchem bez oleje.
5. Smaltovaný povrch by měl mít matný matný vzhled. Pokud ne, opakujte postup jako výše.



#### PLNICÍ STŘÍKAČKA APLIKÁTORU:

(platí pouze pro stříkačku Jumbo Etch Gel 50 ml)

Odstraňte víčka z obou injekčních stříkaček; Ujistěte se, že konektor zůstává na velké injekční stříkačce. Připojte malou stříkačku aplikátoru ke konektoru na velké stříkačce tak, aby píst stříkačky malého aplikátoru byl stlačen na konec válce. Ujistěte se, že je malá stříkačka aplikátoru bezpečně připojena k velké stříkačce otáčením stříkačky malého aplikátoru ve směru hodinových ručiček, dokud nebude utažena. Zatlačte na píst velké stříkačky, aby se tok materiálu z velké stříkačky dostal do malé stříkačky aplikátoru. Pokud tok materiálu vykazuje odpor; Současně zatáhněte za píst stříkačky malého aplikátoru. Chcete-li se oddělit, mírně zatáhněte píst velké stříkačky, aby nedošlo k úniku, poté vyjměte malou stříkačku aplikátoru a očistěte veškerý přebytečný materiál papírovou utěrkou. Pokud stříkačky nepoužíváte, nasadte na obě stříkačky vhodné uzávěry.

#### VAROVÁNÍ!

Etch-Gel obsahuje 40% kyseliny fosforečné. Žíravý. Způsobuje popáleniny. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě nehody nebo pokud se necítíte dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud je to možné, ukažte štítek).

#### Opatrnost



Pokud dojde k závažnému incidentu v souvislosti s výrobkem, měl by být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu.

#### OPATŘENÍ

Ohledně použití zajistěte víčko špičky. Netlačte píst silou; Pokud je ucpaný, vyměňte hrot.

**SKLADOVÁNÍ**

Skladujte na chladném a suchém místě (5-25°C).

**Kód šarže / datum expirace**

Kód šarže udává otevřené datum výroby ve formátu měsíce, roku, dne s číselnou příponou pro jednoznačnou identifikaci šarže materiálu. Toto číslo šarže prosím uvádějte ve veškeré korespondenci. Datum vypršení platnosti je zobrazeno ve formátu rok, měsíc. Po tomto datu výrobek nepoužívejte.



Perfection Plus Ltd  
6 Westwood Court  
Brunel Road  
Hampshire  
SO40 3WX, UK  
[www.perfectionplus.com](http://www.perfectionplus.com)



Perfection Plus EU Ltd  
The Black Church  
St Mary's Place.  
Dublin, Ireland,  
D07 P4AX  
[Regulatory@perfectionplus.com](mailto:Regulatory@perfectionplus.com)



Advena Ltd  
Tower Business  
Centre  
2nd Floor Tower  
Street  
Swatar, Malta

