

## Latex Dam Gebruiksaanwijzing

### **BELANGRIJK**

Lees dit document 'Gebruiksaanwijzing' voordat u het gebruikt. Dit product is alleen voor gebruik door een professional.  
**SPECIAAL GEFORMULEERD VOOR GEBRUIK IN DE TANDHEELKUNDE**

### **IDENTIFICATIE**

Product Name	Latex Dam 6 x 6 pk 36
Company Name	Perfection Plus Ltd
Company Address	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
Company Phone No.	+44 (0) 2380 866 677

### **PRODUCTCODE –**

004/0032 Latex Dam 6 x 6 Dun Groen pk 36  
004/0033 Latex Dam 6 x 6 Medium Groen pk 36  
004/0034 Latex Dam 6 x 6 Zwaar Groen pk 36

### **INDICATIES VOOR GEBRUIK**

Latex rubberen dammen worden vervaardigd uit natuurrubberlatex. De tandheelkundige dam wordt gebruikt als een beschermende orale barrière tijdens endodontische procedures om het risico op infectie te verminderen, om het werkgebied te isoleren, om te voorkomen dat deeltjes of kleine voorwerpen hun weg vinden naar de luchtwegen van de patiënt en om het comfort van de patiënt te verbeteren. De tandheelkundige moeder is een niet-invasief, niet-steriel hulpmiddel voor eenmalig gebruik dat is ontworpen om alleen te worden gebruikt door gekwalificeerde tandheelkundige professionals voor het beschreven doel.

### **CONTRA-INDICATIES**

Het is de verantwoordelijkheid van de tandarts om te bepalen of het gebruik van tandheelkundige dam geschikt is voor elke individuele patiënt. Latex tandheelkundige dammen mogen niet worden gebruikt in situaties waarin de huid in het betreffende gebied is gebroken, de patiënt een bekende latexallergie heeft of gevoelig is voor type IV-allergenen of andere klinische overwegingen erop wijzen dat het niet mag worden gebruikt.

### **GEBRUIKSAANWIJZING**

1. Neem een vel latex dam en een vel rubber dam sjabloon.
2. Plaats latex dam op de sjabloon en pas aan.
3. Selecteer met een markeerpen welke tand nodig is voor isolatie.
4. Maak een gat met de tandheelkundige dampons van Perfection Plus.
5. Rek latex dam op een metalen damframe.
6. Plaats de klem van de tanddam in het gat en plaats deze rond de tand.
7. Plaats de klem van de tanddam in het gat en plaats deze rond de tand.

De tandheelkundige dampunch moet in goede staat zijn, omdat het niet ponsen van een schoon gat kan leiden tot scheuren van de tandheelkundige dam.



### **OPSLAG**

Het product is ontvlambaar en moet tijdens hantering en opslag uit de buurt van open vuur worden gehouden. Bewaren beneden 26°C en uit de buurt van directe warmtebronnen.

Vermijd vochtige opslagomstandigheden en blijf uit direct zonlicht.

Vermijd contact met koper, koperhoudende legeringen, oliën, oplosmiddelen en vetten.

De doos moet worden gesloten wanneer deze niet in gebruik is.



### **WAARSCHUWING!**

Tandheelkundige dammen van natuurrubberlatex mogen niet worden gebruikt bij personen die gevoelig zijn voor natuurrubberlatexallergieën, maar worden anderszins als niet-gevaarlijk en veilig voor gebruik beschouwd.

Het product bevat verwerkingsadditieven, waaronder dithiocarbonaat, die sensibilisatie door huidcontact kunnen veroorzaken en aanleiding kunnen geven tot type IV-allergieën. Personen die weten dat ze gevoelig zijn voor dithiocarbonaten moeten contact met het product vermijden.

Talk wordt als niet-gevaarlijk beschouwd in de hoeveelheden die op het product aanwezig zijn, maar contact met een gebroken huid moet worden vermeden.

Het product mag alleen worden gebruikt door een gekwalificeerde tandarts die is opgeleid in het gebruik van tandheelkundige dammen.

- Gebruik de tandheelkundige dampad niet als er tekenen van schade zijn. Gooi beschadigde artikelen weg volgens de lokale voorschriften
- Gebruik het tandmoederproduct niet voor enig ander doel dan vermeld in deze handleiding.
- Het product mag alleen worden gebruikt vóór de vervaldatum die op de doos staat vermeld.
- Gebruik het product niet bij kinderen, tenzij onder toezicht van een gekwalificeerde arts.
- Dit product is alleen voor eenmalig gebruik. Het is niet geschikt voor reiniging
- Dit product is alleen voor eenmalig gebruik. Het is niet geschikt voor reiniging

#### Voorzichtigheid



Indien zich een ernstig incident met betrekking tot het product voordoet, moet dit aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit worden gemeld.

#### LOTNUMMER EN VERVALDATUM

Het bovenstaande staat op elke verpakking en moet worden vermeld in alle correspondentie die identificatie van het product vereist. Gebruik het product na deze datum niet meer. Zie productdoos voor partij.



Perfection Plus Ltd  
6 Westwood Court  
Brunel Road  
Hampshire  
SO40 3WX, UK  
[www.perfectionplus.com](http://www.perfectionplus.com)



Perfection Plus EU Ltd  
The Black Church  
St Mary's Place.  
Dublin, Ireland,  
D07 P4AX  
[Regulatory@perfectionplus.com](mailto:Regulatory@perfectionplus.com)

EC REP

Advena Ltd  
Tower Business  
Centre  
2nd Floor Tower  
Street  
Swatar, Malta



MD

CE

