

Nem latexgát Használati utasítás

FONTOS

Kezelés előtt olvassa el ezt a "Használati utasítás" dokumentumot. Ezt a terméket csak szakember használhatja.
KIFEJEZETTEN FOGÁSZATBAN VALÓ HASZNÁLATRA KIFEJLESZTETT

AZONOSÍTÁS

Termék neve	Nem latexgát 6 x 6 képpont 20
Cégnév	Perfection Plus Kft.
Cég címe	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Egyesült Királyság
Cég telefonszáma	+44 (0) 2380 866 677

TERMÉKKÓD -

REF

004/0046	Nem latexgát 6 x 6 közepes kék pk 20	004/0050	Nem latexgát 6 x 6 közepes kék pk 80
004/0047	Nem latexgát 6 x 6 Nehéz kék pk 20	004/0051	Nem latexgát 6 x 6 Nehéz kék pk 80

HASZNÁLATI JELZÉSEK

A poliizoprén latexmentes gumi gátak szintetikus poliizoprén polimerből készülnek, amely fizikai tulajdonságai hasonlóak a természetes gumilathexhez, de a természetes gumilathexben előforduló fehérjék nélkül, amelyek allergiás reakciókat okozhatnak. A fogászati gátat védő szájjvédőként használják az endodonciai eljárások során a fertőzés kockázatának csökkentése, a munkaterület elkülönítése, a részecskék vagy apró tárgyak bejutásának megakadályozása érdekében a beteg légutakba és a beteg kényelmének javítása érdekében.

A fogászati gát egy egyszer használatos, nem invazív, nem steril eszköz, amelyet csak szakképzett fogászati szakemberek használhatnak a leírt célra.

ELLENJAVALLATOK

A fogorvos felelőssége annak meghatározása, hogy a fogászati gát használata megfelelő-e minden egyes beteg számára. A fogászati gát nem használható olyan helyzetekben, amikor az adott területen a bőr elszakadt, a páciens ismertén érzékeny a IV. típusú allergiára, vagy más klinikai megfontolások arra utalnak, hogy nem szabad használni.

Nem természetes gumi latex felhasználásával készült.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Vegyünk egy latexmentes gátlapot és egy fogászati gát sablont.
2. Helyezzen latexmentes gátat a sablon tetejére és állítsa be.
3. Jelölő toll segítségével válassza ki, hogy melyik fog szükséges az elkülönítéshez.
4. Készítsen lyukat a Perfection Plus fogászati gátlyukasztójával.
5. Nyújtsa ki a latexmentes gátat egy fém/műanyag gátkeretre.
6. Helyezze a fogászati gát bilincset a lyukba és helyezze a fog körül.

A fogászati gát lyukasztójának jó állapotban kell lennie, mivel a tiszta lyuk lyukasztásának elmulasztása a fogászati gát szakadását eredményezheti.



RAKTÁROZÁS

A termék gyúlékony, és a kezelés és tárolás során távol kell tartani a nyílt lángtól. 26°C alatt, közvetlen hőforrásoktól távol tárolandó.

Kerülje a nedves tárolási körülményeket, és tartsa távol a közvetlen napfénytől.

Kerülje a rézzel, réztartalmú ötvözetekkel, olajokkal, oldószerekkel és zsírokkal való érintkezést.

A dobozt használaton kívül le kell zárni.

FIGYELMEZTETÉS!

A poliizoprén nem veszélyes, és biztonságos azok számára, akik tudják, hogy érzékenyek a természetes gumi latex allergiára.

A termék feldolgozási adalékanyagokat tartalmaz, beleértve a ditiokarbonátot, amely bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat, és IV. típusú allergiát okozhat. Azok a személyek, akik tudják, hogy érzékenyek a ditiokarbonátokra, kerüljék a termékkel való érintkezést. A ditiokarbonát N-nitrozamin melléktermékei jellemzően <10 µg/kg (93/11/EGK határérték palackos cumikra), ha BSEN12868 vizsgálják.

A magnézium-szilikát nem tekinthető veszélyesnek a terméken lévő mennyiségben, de kerülni kell a sérült bőrrel való érintkezést.

A terméket csak szakképzett fogorvos használhatja, aki képzett a fogászati gátak használatában.

- Ne használja a fogászati gátbetétet, ha sérülés jelei vannak. Kérjük, a sérült tárgyakat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa
- Ne használja a fogászati gát terméket a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő célra.
- A terméket csak a dobozon feltüntetett lejáratidő előtt szabad felhasználni.
- Ne használja a terméket gyermekeken, kivéve, ha szakképzett szakember felügyelete alatt áll.
- Ez a termék csak egyszeri használatra szolgál. Nem alkalmas tisztításra.



Figyelmeztet



A termékkel kapcsolatos súlyos váratlan események bekövetkezését jelenteni kell a gyártónak és az illetékes hatóságnak.

TÉTELSZÁM ÉS LEJÁRATI IDŐ

A fentieket minden csomagra nyomtatják, és minden olyan levelezésben fel kell tüntetni, amely a termék azonosítását igényli. Ezen időpont után ne használja a terméket. A tételt lásd a termék dobozában.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

