

ΠροφύλαξηPLUS Οδηγίες χρήσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε αυτό το έγγραφο «Οδηγίες χρήσης» πριν το χειριστείτε. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο από οδοντίατρο.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Όνομα προϊόντος	ProphyPLUS Εφάπαξ δόση pk 200 φλιτζάνια
Όνομα Εταιρείας	Τελειον Συν Λτδ
Διεύθυνση Εταιρείας	6 Westwood Court, Μπρουνέλ Ρόουντ, Τότον, Χάμσαϊρ, SO40 3WX, Ηνωμένο Βασίλειο
Τηλέφωνο Εταιρείας Αρ.	+44 (0) 2380 866 677

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ REF.

PP010/0100 Προφυλακτική Μέντα μίας δόσης

PP010/0101 ProphyPLUS μίας δόσης χοντρό μέντα

PP010/0102 ΠροφυλακτικόPLUS Μονής Δόσης Μεσαίο Κεράσι

PP010/ 0103 ProphyPLUS μονής δόσης χοντρό κεράσι

PP010/0104 ProphyPLUS Funky γεύσεις μίας δόσης με 200 αυτοκόλλητα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ένα μείγμα γυαλιστικών και καθαριστικών που έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματική χρήση κατά τη διάρκεια διαδικασιών οδοντιατρικής / ορθοδοντικής υγιεινής. Κάθε φλιτζάνι περιέχει αρκετή πάστα για μία μόνο θεραπεία προφύλαξης.. Το προϊόν περιέχει φθόριο, δεν θεωρείται υποκατάστατο άλλων μορφών επεξεργασίας φθορίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Χρησιμοποιώντας μια γωνία προφύλαξης, γεμίστε το κύπελλο ή το πινέλο πιέζοντας το πρόσωπο του κυπέλλου ή βουρτσίστε μέσα στην πάστα ενώ τρέχετε τη γωνία σε χαμηλή ταχύτητα.
- Διατηρήστε μια γρήγορη και ελαφριά αφή έτσι ώστε οι άκρες του κυπέλλου να ανοίγουν ελαφρώς ενώ συνεχίζετε την κίνηση στο δόντι. Πρέπει να διατηρείται επαρκής πάστα στο κύπελλο για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της επιφάνειας του δοντιού.
- Η εκκένωση του σάλιου συνιστάται για να αποφευχθεί η αραίωση και η κατάποση της πάστας.
- Ξεπλύνετε το στόμα με ψεκασμό νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η πάστα προφύλαξης πρέπει να αποβάλλεται και να μην καταπίνεται.

Το προϊόν περιέχει 1,23% φθοριούχο νάτριο, η ναυτία μπορεί να προκύψει από υπερβολική κατάποση φθορίου.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Προσοχή



Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού σε σχέση με το προϊόν, θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.

ΑΠΟΣΗΚΕΥΣΗ

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C. Κρατήστε το μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Ανατρέξτε στην εξωτερική συσκευασία για την ημερομηνία λήξης.



Κωδικός παρτίδας/Ημερομηνία λήξης

Δείτε το ροτ για τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία λήξης.



Dental Technologies
6901 North Hamlin
Avenue
Lincolnwood
Illinois 60712, USA
www.dentaltech.com



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road, Totton
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com
Regulatory@perfectionplus.com



Emergo Group
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com

