

Dental Dam Clamps

Upute za korištenje

VAŽAN

Prije rukovanja pročitajte ovaj dokument 'Upute za uporabu'. Ovaj proizvod je namijenjen samo profesionalcima.
POSEBNO FORMULIRAN ZA UPOTREBU U STOMATOLOGIJI

IDENTIFIKACIJA

Ime proizvoda	Dental Dam Clamps
Naziv tvrtke	Perfection Plus Ltd
Adresa tvrtke	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
Broj telefona tvrtke	+44 (0) 2380 866 677

ŠIFRA PROIZVODA –

004/0005	Dental Dam Clamp No 7	400/0017	Dental Dam Clamp No 202
004/0007	Dental Dam Clamp No 2A	004/0070	Dental Dam Clamp No 1
004/0008	Dental Dam Clamp No 00	004/0071	Dental Dam Clamp No 3
004/0009	Dental Dam Clamp No 2	004/0072	Dental Dam Clamp No 4
004/0010	Dental Dam Clamp No 8	004/0073	Dental Dam Clamp No 12A
004/0011	Dental Dam Clamp No 8A	004/0074	Dental Dam Clamp No 13A
004/0012	Dental Dam Clamp No 9	004/0075	Dental Dam Clamp No 14
004/0013	Dental Dam Clamp No 14A	004/0080	Dental Dam Clamp No W7
004/0014	Dental Dam Clamp No W8A	004/0084	Dental Dam Clamp No 6
004/0015	Dental Dam Clamp No 26		
004/0016	Dental Dam Clamp No 29		

INDIKACIJE ZA UPORABU

Stezaljke za zubne brane su instrumenti za višekratnu upotrebu i dizajnirani su za korištenje s Perfection Plus lateksom ili zubnom branom bez lateksa. Isporučuju se nesterilni.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Sterilizacija

Prije prve i svake sljedeće uporabe pregledajte, očistite i sterilizirajte stezaljku. Provjerite ima li znakova korozije kao što su rupice, promjena boje, ogrebotine ili pukotine.

1. Pregledajte clamps pomoću povećanja ako je potrebno i bacite sve korodirane ili oštećene instrumente prije upotrebe.
2. Izbjegavajte stavljanje nepotrebnog i nepotrebnog naprezanja na ramena stezaljke, suzdržite se od primjene pretjerane sile tijekom nanošenja.
3. Nakon upotrebe očistite ostatke četkom s mekim vlaknima pod mekom tekućom vodom. Nikada ne dopustite da se krhotine osuše na clamp.
4. Preporučuju se nepjenasta sredstva za čišćenje s pH između 7-9.
5. Ako se koristi automatizirano čišćenje, može se koristiti završno ispiranje na 95 °C tijekom 10 minuta kako bi se izvršila toplinska dezinfekcija. Osjetljiva brana Clamps treba čistiti samo ručno.
6. Prilikom sušenja u sklopu ciklusa dezinfektora perilice ne prelazite 95°C.
7. Preporučuje se sterilizacija parom. Autoklavirajte najmanje 5 minuta na 134 ± °C u odgovarajućoj vrećici za samobrtvljenje Protect+ (PP002/5000) koja je validirana za sterilizaciju parom. Nemojte prelaziti 138°. Slijedite upute proizvođača autoklavnog stroja, nemojte prekoračiti maksimalno opterećenje. Stezaljke su validirane u stroju za sterilizaciju parom u ciklusu od 134 °C tijekom 5 minuta.
8. Ako ne čistite odmah nakon upotrebe, potopite u otopinu deterdženta s neutralnim pH, nikada duže od 16 sati.



Stezaljku treba odbaciti ako postoje znakovi propadanja. Očekivani vijek trajanja stezaljke je otprilike 20 ciklusa sterilizacije.

Upute za korištenje

1. Kako bi se izbjegla opasnost od gutanja ako se pomakne, preporučuje se da se sigurnosni spor (zubni konac) veže oko stezaljke.
2. Kako biste osigurali kontakt u četiri točke s proksimalnim površinama zuba, obavezno unaprijed postavite stezaljku.
3. Probušite Perfection Plus latex ili zubnu branu bez lateksa zubnim bušilicom.
4. Stezaljka se zatim stavlja u probušenu rupu u brani, a krila drže rupu otvorenom, ovo je Winged Technique. Zubna brana i stezaljka zatim se mogu postaviti preko zuba pomoću pinceta za zubnu branu.

5. Brana se zatim sklizne sa stezaljke na vrat zuba.

UPOZORENJE!

Samo za profesionalnu upotrebu.

Ne preporučuju se metode sterilizacije plinom etilen oksida (EO), plazmom i suhom toplinom.

Izbjegavajte izlaganje fiziološkoj otopini, sredstvima za čišćenje/dezinfekciju koja sadrže korozivne materijale kao što su aldehid, klorid, aktivni klor, brom, bromid, jod ili jodid jer će oni potaknuti koroziju.

Nemojte koristiti metalne četke ili bilo koji uređaj za čišćenje koji će oštetiti površinu clamp jer će to potaknuti koroziju.

Oprez

Ako dođe do ozbiljnog incidenta u vezi s proizvodom, to bi trebalo prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu.

BROJ SERIJE I DATUM ISTEKA

Gore navedeno je otisnuto na svakom pakiranju i treba ga navesti u svoj korespondenciji koja zahtijeva identifikaciju proizvoda.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

