

ImpressPLUS Alginate

Upute za korištenje

VAŽAN

Prije rukovanja pročitajte ovaj dokument 'Upute za uporabu'. Ovaj proizvod je samo za profesionalnu upotrebu.

POSEBNO FORMULIRAN ZA UPOTREBU U STOMATOLOGIJI

ImpressPLUS Alginate je u skladu sa specifikacijom ISO 21563. Ovaj proizvod je kompatibilan s žbukama tipa 3 i tipa 4 koji su u skladu s ISO 6873.

IDENTIFIKACIJA

Materijal bez prašine, međutim savjetuje se oprez pri otvaranju vrećice i izvlačenju praha.

Ime proizvoda	Product Name	ImpressPLUS Alginate
Naziv tvrtke	Company Name	Perfection Plus Ltd
Adresa tvrtke	Company Address	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
Broj telefona tvrtke	Company Phone No.	+44 (0) 2380 866 677

ŠIFRA PROIZVODA - REF

010/1294 ImpressPLUS Alginate Regular Set 450g

010/1295 ImpressPLUS Alginate Fast Set 450g

KONTRAINDIKACIJE

Do not use on patients with an allergy to mint flavour *or an allergy to Basic Red 1:1 colouring*.

KONTRAINDIKACIJE

Ne koristiti kod pacijenata s alergijom na okus mente.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

1. Preokrenite vrećicu dva ili tri puta kako biste olabavili sav zbijeni materijal prije upotrebe.
2. Lagano umočite mjericu u prah, lagano tapkajte i lopaticom uklonite višak *Zatvorite vrećicu odmah nakon doziranja praha.*
U nastavku pogledajte preporučene proporcije vode/alginata.
3. UsiU čistu, suhu, fleksibilnu zdjelu za miješanje prvo stavite vodu, a zatim dodajte prah i snažno promiješajte.

Tablica vremena miješanja - Redovan postavljanje	
Vrijeme miješanja lopaticom	60 sekunde
Radno vrijeme za umetanje ladice za otisak	2 minute 50 seconds (including 60 seconds Mixing Time)
Početno vrijeme podešavanja za umetanje u usta	3 minute (uključujući 2 minute i 50 sekundi radnog vremena.

Tablica vremena miješanja – Brzo postavljanje	
Vrijeme miješanja lopaticom	60 sekunde
Radno vrijeme za umetanje ladice za otisak	1 minuta 50 sekundi (uključujući 60 sekundi vremena miješanja)
Početno vrijeme podešavanja za umetanje u usta	2 minute (uključujući 1 minutu i 50 sekundi radnog vremena.

Mjerenja su provedena na 23 °C s deioniziranom vodom. Varijacije u omjeru praha i vode, temperaturi i/ili tvrdoći vode te u brzini i/ili trenju tijekom miješanja uzrokuju promjene u radnom vremenu i početnom vremenu stvrdnjavanja.

1. Postavite ladicu u usta i držite je mirno dok se ne stegne (minimalno 60 sekundi).
2. Nakon postavljanja, pažljivo isperite otisak hladnom vodom, otriesite višak i dezinficirajte (preporučuju se posebna dezinficijensa na bazi alkohola), a zatim izlijte model.
3. Nakon upotrebe, alginat držite dobro zatvorenim, na hladnom i suhom mjestu.

Preporučeni omjeri vode/alginata:

Pola ladice: ≈20ml Voda +≈ 10.5g alginat

Puna ladica: ≈40ml Voda +≈21g alginat

Ulijte vodu u zdjelu za miješanje i nakon toga dodajte alginat.

Ako koristite posebne mehaničke miješalice za materijale za otisak na bazi alginata, slijedite upute proizvođača.

UPOZORENJE

Nosite masku za lice, zaštitne rukavice, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Prah je "bez prašine", međutim, preporučuje se oprez kako bi se izbjeglo udisanje. U slučaju kontakta s očima temeljito isperite vodom.



Oprez

Ako dođe do ozbiljnog incidenta u vezi s proizvodom, to bi trebalo prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu.

USKLADIŠTENJE

Otvorite se, *zatvorite odmah nakon doziranja i* čuvajte u zatvorenoj posudi. Čuvati na hladnom i suhom mjestu.



ŠIFRA SERIJE/DATUM ISTEKA ROKA VALJANOSTI

Pogledajte otisak na torbi. Nemojte koristiti proizvod nakon ovog datuma.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

