

## Клампи с крилца Инструкции за употреба

ВАЖЕН

Прочетете този документ "Инструкции за употреба" преди работа. Този продукт е предназначен само за употреба от дентални специалисти..

### ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Име на продукта	Dental Dam Clamps
Име на фирмата	Перфекшън Плюс ООД
Адрес на компанията	6 Westwood Court, Brunel Road, Тотън, Хемпшир, SO40 3WX, Великобритания
Фирмен телефонен номер	+44 (0) 2380 866 677

### КОД НА ПРОДУКТА - REF

004/0005	Dental Dam Clamp No 7	400/0017	Dental Dam Clamp No 202
004/0007	Dental Dam Clamp No 2A	004/0070	Dental Dam Clamp No 1
004/0008	Dental Dam Clamp No 00	004/0071	Dental Dam Clamp No 3
004/0009	Dental Dam Clamp No 2	004/0072	Dental Dam Clamp No 4
004/0010	Dental Dam Clamp No 8	004/0073	Dental Dam Clamp No 12A
004/0011	Dental Dam Clamp No 8A	004/0074	Dental Dam Clamp No 13A
004/0012	Dental Dam Clamp No 9	004/0075	Dental Dam Clamp No 14
004/0013	Dental Dam Clamp No 14A	004/0080	Dental Dam Clamp No W7
004/0014	Dental Dam Clamp No W8A	004/0084	Dental Dam Clamp No 6
004/0015	Dental Dam Clamp No 26		
004/0016	Dental Dam Clamp No 29		

### ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Зъбните клампи са многократни инструменти и са предназначени за използване с Perfection Plus Latex или Latex Free Dental Dam. Те се доставят без стерилност.



### ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

#### Стерилизация

Преди първа и всяка следваща употреба инспектирайте, почиствайте и стерилизирайте скобата. Проверете за признаци на корозия като вдлъбнатини, обезцветяване, драскотини или пукнатини.

1. Инспектирайте скобите с увеличение, ако е необходимо, и изхвърлете всички корозирани или повредени инструменти преди употреба.
2. Избягвайте прекомерно и ненужно натоварване върху раменете на щипката, въздържайте се от прекомерна сила по време на нанасяне.
3. След употреба почистете отпадъците с мека четка под мека течаща вода. Никога не позволявайте отпадъците да изсъхнат върху скобата.
4. Препоръчват се почистващи препарати без пяна с pH между 7-9.
5. Ако се използва автоматизирано почистване, може да се използва последно изплакване при 95°C за 10 минути за термична дезинфекция. Деликатните язовирни скоби трябва да се почистват само ръчно.
6. Когато сушите като част от цикъла на дезинфектор на пералня, не надвишавайте 95°C.
7. Препоръчва се парна стерилизация. Автоклав за минимум 5 минути при 134 ±°C в съответния Protect+ Self Seal Sterilization Cuuch (002/5000), който е валидиран за парна стерилизация. Не надвишавайте 138°. Следвайте инструкциите на производителя на автоклав машината, не надвишавайте максималното натоварване. Скобите са валидирани в машина за парна стерилизация при цикъл от 134°C за 5 минути.
8. Ако не почиствате веднага след употреба, потопете в препаратен разтвор с неутрално pH, никога повече от 16 часа.

Скобата трябва да се изхвърли, ако има признаци на влошаване. Очакваният полезен живот на скобата е приблизително 20 цикъла на стерилизация.

### **Инструкции за употреба**

1. За да се избегне опасност от преглъщане, ако се измести, се препоръчва да се върже съдебен спор за безопасност (зъбен конец) около щипката.
2. За да осигурите четириточков контакт с проксималните повърхности на зъба, не забравяйте предварително да монтирате скобата.
3. Прободете зъбната стена Perfection Plus Latex, или без латекс, с дентален удар.
4. Скобата след това се поставя в пробитата дупка в язовира, като крилата ѝ държат дупката отворена – това е Крилата техника. Зъбната стена и скобата могат да бъдат поставени върху зъба с помощта на Dental Dam Pinps.
5. След това язовирът се плъзга от щипката върху врата на зъба.

### **ВНИМАНИЕ!**

Само за професионална употреба.

Не се препоръчват методи за стерилизация с етиленов оксид (ЕО), плазма и суха топлинна стерилизация.

Избягвайте излагане на физиологичен разтвор, почистващи/дезинфекционни агенти, съдържащи корозивни материали като алдехид, хлорид, активен хлор, бром, бромид, йод или йодид, тъй като те ще подпомогнат корозията.

Не използвайте метални четки или каквото и да е почистващо средство, което може да повреди повърхността на скобата, тъй като това ще доведе до корозия.

### **Предпазливост**

Ако възникне сериозен инцидент във връзка с продукта, той трябва да бъде докладван на производителя и компетентния орган.

### **НОМЕР НА ПАРТИДА И СРОК НА ГОДНОСТ**

Горните са отпечатани на всяка опаковка и трябва да бъдат цитирани във всички кореспонденции, които изискват идентификация на продукта.



Perfection Plus Ltd  
6 Westwood Court  
Brunel Road  
Hampshire  
SO40 3WX, UK  
[www.perfectionplus.com](http://www.perfectionplus.com)



Perfection Plus EU Ltd  
The Black Church  
St Mary's Place.  
Dublin, Ireland,  
D07 P4AX  
[Regulatory@perfectionplus.com](mailto:Regulatory@perfectionplus.com)



Advena Ltd  
Tower Business  
Centre  
2nd Floor Tower  
Street  
Swatar, Malta

