

Prophy Paste

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε το παρόν έγγραφο «Οδηγιών Χρήσης» πριν από τον χειρισμό. Το παρόν προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Προφυλακτική Πάστα για την αντιμετώπιση της ευαισθησίας της οδοντίνης και της μετεγχειρητικής ευαισθησίας.

Όνομα Προϊόντος	Prophy Paste
Επωνυμία Εταιρείας	Perfection Plus Ltd
Διεύθυνση Εταιρείας	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, HB
Αρ. Τηλεφώνου Εταιρείας	+44 (0) 2380 866 677

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝ/REF

PP010/0001 – Perfection Plus Medium Mint 250g
PP010/0002 – Perfection Plus Medium Orange 250g
PP010/0046 – Perfection Plus Coarse Mint 250g
PP010/0047 – Perfection Plus Coarse Orange 250g
PP095/4000 – Eco+ Medium Mint 300g
PP095/4001 – Eco+ Coarse Orange 300g
PP010/0051 – Perfection Plus Oil Free Medium Mint 300g
PP010/0054 – Perfection Plus Oil Free Medium Orange 300g
PP010/0053 – Perfection Plus Oil Free Coarse Mint 300g
PP010/0052 – Perfection Plus Oil Free Coarse Orange 300g

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δεν περιέχει φθοριούχες ενώσεις. Περιέχει μόνο φυσικές αρωματικές ύλες. Το μείγμα σιλικωτικών ουσιών που χρησιμοποιείται στις διάφορες ποιότητες στοχεύει στη μεγιστοποίηση της απομάκρυνσης της πλάκας και της πέτρας χωρίς σημαντική τριβή του σμάλτου.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η προφυλακτική πάστα είναι η θιζοτροπική: εάν το επιθυμείτε, η ρευστότητα της πάστας μπορεί να αυξηθεί με ήπια ανάμειξη με σπάτουλα πριν από τη χρήση. Επανατοποθετήστε το καπάκι μετά από τη χρήση. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τη με συνδυασμό οδοντογλύφανου προφυλακτικού τύπου και λάστιχου/βούρτσας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γεμίστε το λάστιχο/βούρτσα με πάστα και χρησιμοποιήστε το σε χαμηλή ταχύτητα πάνω από κάθε επιφάνεια δοντιού, διασφαλίζοντας ότι το άκρο του λάστιχου/βούρτσας πηγαίνει κάτω από το ελεύθερο περιθώριο της ουλοδοντικής σχισμής. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε δόντι μέχρι να υποβληθούν σε επεξεργασία όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μη κερωμένο οδοντικό νήμα για την απομάκρυνση τυχόν περίσσειας πάστας στις μεσοδόντιες περιοχές.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Επανατοποθετήστε το καπάκι μετά από τη χρήση. Φυλάσσετε σε δροσερές και ξηρές συνθήκες.

Η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όλους τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση.

Μην επαναχρησιμοποιείτε την κενή συσκευασία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εκθέτετε ασθενείς ή χρήστες με γνωστή αλλεργία σε κανένα από τα συστατικά αυτού του υλικού. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμείνουν.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος σε σχέση με το προϊόν, θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Ο αριθμός παρτίδας θα πρέπει να αναφέρεται σε κάθε επικοινωνία. Ο κωδικός παρτίδας δίνει μια ανοικτή ημερομηνία παρασκευής σε μορφή μήνα, έτους και ημέρας με αριθμητικό επίθημα για την αποκλειστική ταυτοποίηση της παρτίδας του υλικού. Μη χρησιμοποιείτε μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης.

Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Totton
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St. Marys Place
Dublin, Ireland
D07 94AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

