

Prophy Paste

Instrukcja stosowania

WAŻNE

Przed przystąpieniem do używania pasty zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji stosowania. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

SPECJALNA FORMUŁA DO STOSOWANIA W STOMATOLOGII

IDENTYFIKACJA

Pasta do profilaktyki służy do leczenia wrażliwości zębiny oraz wrażliwości pozabiegowej.

Nazwa produktu	Prophy Paste
Nazwa firmy	Perfection Plus Ltd
Adres firmy	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Wielka Brytania
Firmowy nr telefonu	+44 (0) 2380 866 677

KOD PRODUKTU REF

- PP010/0001 — Perfection Plus Medium Mint (średnioziarnista, smak miętowy) 250 g
- PP010/0002 — Perfection Plus Medium Orange (średnioziarnista, smak pomarańczowy) 250 g
- PP010/0046 — Perfection Plus Coarse Mint (gruboziarnista, smak miętowy) 250 g
- PP010/0047 — Perfection Plus Coarse Orange (gruboziarnista, smak pomarańczowy) 250 g
- PP095/4000 — Eco+ Medium Mint (średnioziarnista, smak miętowy) 300 g
- PP095/4001 — Eco+ Coarse Orange (gruboziarnista, smak pomarańczowy) 300 g
- PP010/0051 — Perfection Plus Oil Free Medium Mint (średnioziarnista, smak miętowy, bez oleju) 300 g
- PP010/0054 — Perfection Plus Oil Free Medium Orange (średnioziarnista, smak pomarańczowy, bez oleju) 300 g
- PP010/0053 — Perfection Plus Oil Free Coarse Mint (gruboziarnista, smak miętowy, bez oleju) 300 g
- PP010/0052 — Perfection Plus Oil Free Coarse Orange (gruboziarnista, smak pomarańczowy, bez oleju) 300 g

FUNKCJE

Pasta nie zawiera fluoru, w jej skład wchodzi wyłącznie naturalne aromaty. Mieszanka substancji o właściwościach ściernych o różnym stopniu ziarnistości służy do maksymalnie skutecznego usuwania płytki oraz kamienia nazębnego bez niszczącej bez istotnego ścierania szkliwa.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Pasta profilaktyczna ma właściwości tiksotropowe: w razie potrzeby można zwiększyć płynność pasty poprzez delikatne jej mieszanie łopatką. Po użyciu zamknąć wieczko. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosować przy użyciu kątnicy do czynności profilaktycznych i gumki/szczoteczki.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Napełnić szczoteczkę/gumkę pastą i po ustawieniu niskiej prędkości opracowywać poszczególne powierzchnie zębowe, dopilnowując, aby krawędź gumki/szczoteczki znajdowała się poniżej wolnego brzegu bruzdy dziąsłowej. Powtarzać procedurę w odniesieniu do każdego zęba, aż wszystkie eksponowane powierzchnie zostaną opracowane. Do usuwania nadmiaru pasty przez miejsca interproksymalne można użyć niewoskowanej nici dentystycznej.



PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

Po użyciu zamknąć wieczko. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizować zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Nie używać ponownie pustych opakowań.

OSTRZEŻENIE

Nie narażać pacjentów ani użytkowników ze stwierdzoną alergią na jakikolwiek składnik tego materiału na kontakt z nim. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu płukać obficie wodą, a jeżeli objawy się utrzymują, zwrócić się do lekarza.



PRZESTROGA

Jeżeli dojdzie do poważnego incydentu związanego z produktem, należy zgłosić ten fakt producentowi i kompetentnym władzom.

KOD PARTII / TERMIN WAŻNOŚCI

Numer partii należy przytaczać w całej korespondencji. Kod partii obejmuje otwartą datę produkcji w formacie miesiąc, rok i dzień, z przyrostkiem numerycznym mającym na celu unikalną identyfikację partii materiału. Nie używać po upływie terminu ważności.

Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Totton
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St. Marys Place
Dublin, Ireland
D07 94AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

