

## Bez Lateksa Dam Lietošanas instrukcija

### SVARĪGS

Pirms apstrādes izlasiet šo dokumentu "Lietošanas instrukcija". Šis produkts ir paredzēts lietošanai tikai profesionālim.

### ĪPAŠI IZSTRĀDĀTS IZMANTOŠANAI ZOBĀRSTNICĪBĀ

### IDENTIFICATION

Product Name	Bez Lateksa Dam 6 x 6 pk 20
Company Name	Perfection Plus Ltd
Company Address	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
Company Phone No.	+44 (0) 2380 866 677

### IZSTRĀDĀJUMA KODS - REF

004/0046	Bez Lateksa Dam 6 x 6 Vidēji zils pk 20	004/0050	Bez Lateksa Dam 6 x 6 Vidēji zils pk 80
004/0047	Bez Lateksa Dam 6 x 6 Smags zils pk 20	004/0051	Bez Lateksa Dam 6 x 6 Smags zils pk 80

### LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS

Poliizoprēna bezglutēna gumijas dambji tiek ražoti no sintētiskā poliizoprēna polimēra, kura fizikālās īpašības ir līdzīgas kā dabīgajam kaučukam lateksam, bet bez proteīniem, kas sastopami dabīgā kaučuka lateksā, kas var izraisīt alergiskas reakcijas. Zodu dambja tiek izmantota kā aizsargājoša perorāla barjera endodontisko procedūru laikā, lai samazinātu infekcijas risku, izolētu darba zonu, novērstu daļiņu vai mazu priekšmetu nokļūšanu pacienta elpceļos un uzlabotu pacienta komfortu.

Zodu māte ir vienreiz lietojama, neinvazīva, nesterila ierīce, kas paredzēta lietošanai tikai kvalificētiem zobārstniecības speciālistiem aprakstītajam mērķim.

### KONTRINDIKĀCIJAS

Zobārsta pienākums ir noteikt, vai zobārstniecības māsas lietošana ir piemērota katram atsevišķam pacientam. Zodu mātīti nedrīkst lietot situācijās, kad āda attiecīgajā apvidū ir salauzta, pacientam ir zināma jutība pret IV tipa alergijām vai citi klīniski apsvērumi liecina, ka to nevajadzētu lietot.

### LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Paņemiet lapu no dambja bez lateksa un zobu dambja veidni.
2. Novietojiet bezlateksa aizsprostu virs veidnes un pielāgojiet.
3. Izmantojot marķiera pildspalvu, izvēlieties, kurš zobs ir nepieciešams izolācijai.
4. Izveidojiet caurumu, izmantojot Perfection Plus zobu dambja perforatoru.
5. Izstiepiet bezlateksa aizsprostu uz metāla/plastmasas dambja rāmja.
6. Novietojiet zobu aizsprosta skavu caurumā un novietojiet ap zobu.

Zodu dambja perforatoram jābūt labā stāvoklī, jo tīra cauruma neizduršana var izraisīt zobu dambja plīsumu.

### UZGLABĀŠANAS

Produkts ir viegli uzliesmojošs, un, rīkojoties ar to un uzglabājot, tas jāsaugās no atklātas liesmas.

Uzglabāt temperatūrā līdz 26°C un prom no tiešiem siltuma avotiem.

Izvairieties no mitriem uzglabāšanas apstākļiem un sargājiet no tiešiem saules stariem.

Izvairieties no saskares ar varu, varu saturošiem sakausējumiem, eļļām, šķīdinātājiem un smērvielām.

Kaste ir jāaizver, kad to nelieto.



### BRĪDINĀJUMS!

Poliizoprēns tiek uzskatīts par nebīstamu un ir drošs lietošanai personām, kuras zina, ka tās ir uzņēmīgas pret dabiskā kaučuka lateksa alergijām

Produkts satur pārstrādes piedevas, tostarp ditiokarbonātu, kas var izraisīt sensibilizāciju, nonākot saskarē ar ādu, un izraisīt IV tipa alergiju. Personām, kas zina, ka tās ir uzņēmīgas pret ditiokarbonātiem, jāizvairās no saskares ar



šo produktu. Ditiokarbonāta N-nitrozamīna blakusprodukti parasti ir <10 µg/kg (93/11/EEK ierobežojums pudeļu pupiēm), ja tos testē ar BSEN12868.

Magnija silikāts tiek uzskatīts par nebīstamu daudzumā, kas atrodas uz produkta, bet jāizvairās no saskares ar salauztu ādu.

Produkts ir paredzēts lietošanai tikai kvalificētam zobārstam, kurš ir apmācīts izmantot zobu aizsprostus.

- Nelietojiet zobu dambja spilventiņu, ja ir kādas bojājuma pazīmes. Lūdzu, iznīciniet visus bojātos priekšmetus saskaņā ar vietējiem noteikumiem
- Nelietojiet zobu aizsprosta produktu citiem mērķiem, kas norādīti šajā rokasgrāmatā.
- Produkts jālieto tikai pirms derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastes.
- Nelietojiet zāles bērniem, ja vien to neuzrauga kvalificēts praktizējošs ārsts.
- Šis produkts ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Tas nav piemērots tīrīšanai.

### **UZMANĪBU!**

Ja rodas nopietns negadījums, kas saistīts ar šo izstrādājumu, par to jāziņo ražotājam un kompetentajai iestādei.



### **PARTIJAS KODS / DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Partijas kods ir parādīts ar apzīmējumu "LOT". Lūdzu, norādiet to visā sarakstē. Ražošanas datums un derīguma termiņš ir parādīti formātā "gads, mēnesis". Nelietojiet izstrādājumu pēc derīguma termiņa beigām.



Perfection Plus Ltd  
6 Westwood Court  
Brunel Road  
Hampshire  
SO40 3WX, UK  
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd  
The Black Church  
St Mary's Place.  
Dublin, Ireland,  
D07 P4AX  
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd  
Tower Business  
Centre  
2nd Floor Tower  
Street  
Swatar, Malta

