

Non Latex Dam Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJK

Lees dit document 'Gebruiksaanwijzing' voordat u het gebruikt. Dit product is alleen voor gebruik door een professional.
SPECIAAL GEFORMULEERD VOOR GEBRUIK IN DE TANDHEELKUNDE

IDENTIFICATIE

Product Name	Non Latex Dam 6 x 6 pk 20
Company Name	Perfection Plus Ltd
Company Address	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
Company Phone No.	+44 (0) 2380 866 677

PRODUCTCODE – REF

004/0046 Non Latex Dam 6 x 6 Medium Blauw pk 20 004/0050 Non Latex Dam 6 x 6 Medium Blauw pk 80
004/0047 Non Latex Dam 6 x 6 Zwaar Blauw pk 20 004/0051 Non Latex Dam 6 x 6 Zwaar Blauw pk 80

INDICATIES VOOR GEBRUIK

Polyisopreen latexvrije rubberen dammen zijn vervaardigd uit synthetisch polyisopreenpolymeer dat fysische eigenschappen heeft die vergelijkbaar zijn met die van natuurrubberlatex, maar zonder de eiwitten die voorkomen in natuurrubberlatex die allergische reacties kunnen veroorzaken. De tandheeskundige dam wordt gebruikt als een beschermende orale barrière tijdens endodontische procedures om het risico op infectie te verminderen, om het werkgebied te isoleren, om te voorkomen dat deeltjes of kleine voorwerpen hun weg vinden naar de luchtwegen van de patiënt en om het comfort van de patiënt te verbeteren. De tandheeskundige moeder is een niet-invasief, niet-steriel hulpmiddel voor eenmalig gebruik dat is ontworpen om alleen te worden gebruikt door gekwalificeerde tandheeskundige professionals voor het beschreven doel.

CONTRA-INDICATIES

Het is de verantwoordelijkheid van de tandarts om te bepalen of het gebruik van tandheeskundige dam geschikt is voor elke individuele patiënt. De tandheeskundige dam mag niet worden gebruikt in situaties waarin de huid in het betreffende gebied is gebroken, de patiënt bekend is met gevoeligheid voor type IV-allergieën of andere klinische overwegingen erop wijzen dat deze niet mag worden gebruikt.

Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Neem een vel latexvrije dam en een tanddamsjabloon.
2. Plaats latexvrije dam bovenop de sjabloon en pas aan.
3. Selecteer met een markeerpen welke tand nodig is voor isolatie.
4. Maak een gat met de tandheeskundige dampunch van Perfection Plus.
5. Rek latexvrije dam uit op een metalen/kunststof damframe.
6. Plaats de klem van de tanddam in het gat en plaats deze rond de tand.



De tandheeskundige dampunch moet in goede staat zijn, omdat het niet ponsen van een schoon gat kan leiden tot scheuren van de tandheeskundige dam.

OPSLAG

Het product is onvlambaar en moet tijdens hantering en opslag uit de buurt van open vuur worden gehouden. Bewaren beneden 26°C en uit de buurt van directe warmtebronnen.

Vermijd vochtige opslagomstandigheden en blijf uit direct zonlicht.

Vermijd contact met koper, koperhoudende legeringen, oliën, oplosmiddelen en vetten.

De doos moet worden gesloten wanneer deze niet in gebruik is.

WAARSCHUWING!

Polyisopreen wordt als niet-gevaarlijk beschouwd en is veilig voor gebruik door personen die weten dat ze gevoelig zijn voor natuurrubberlatexallergieën.

Het product bevat verwerkingsadditieven, waaronder dithiocarbonaat, die sensibilisatie door huidcontact kunnen veroorzaken en aanleiding kunnen geven tot type IV-allergieën. Personen die weten dat ze gevoelig zijn voor dithiocarbonaten moeten contact met het product vermijden. N-nitrosamine bijproducten van dithiocarbonaat zijn meestal <10µg / kg (93/11 / EEG-limiet voor flessenspenen) wanneer getest door BSEN12868.

Magnesiumsilicaat wordt als niet-gevaarlijk beschouwd in de hoeveelheden die op het product aanwezig zijn, maar contact met een beschadigde huid moet worden vermeden.

Het product mag alleen worden gebruikt door een gekwalificeerde tandarts die is opgeleid in het gebruik van tandheelkundige dammen.

- Gebruik de tandheelkundige dampad niet als er tekenen van schade zijn. Gooi beschadigde artikelen weg volgens de lokale voorschriften
- Gebruik het tanddamproduct niet voor enig ander doel dan vermeld in deze handleiding.
- Het product mag alleen worden gebruikt vóór de vervaldatum die op de doos staat vermeld.
- Gebruik het product niet bij kinderen, tenzij onder toezicht van een gekwalificeerde arts.
- Dit product is alleen voor eenmalig gebruik. Het is niet geschikt voor reiniging.



Voorzichtigheid



Een close-up van een bord Beschrijving automatisch gegenereerd

LOTNUMMER EN VERVALDATUM

Het bovenstaande staat op elke verpakking en moet worden vermeld in alle correspondentie die identificatie van het product vereist. Gebruik het product na deze datum niet meer. Zie productdoos voor partij.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

