

## Profilaksi Macunu Kullanım Talimatları

### ÖNEMLİ

Kullanmadan önce bu 'Kullanım Talimatları' belgesini okuyun. Bu ürün yalnızca profesyonel kullanım içindir.  
**DIŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK FORMÜLE EDİLMİŞTİR**

### TANIM

Dentinal ve post-operatif hassasiyetin tedavisi için Profilaksi Macunu.

Ürün Adı	Profilaksi Macunu
Şirket Adı	Perfection Plus Ltd
Şirket Adresi	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Birleşik Krallık
Şirket Telefon No.	+44 (0) 2380 866 677

### ÜRÜN KODU REF

PP010/0001 - Perfection Plus Orta Nane 250g  
PP010/0002 - Perfection Plus Orta Portakal 250g  
PP010/0046 - Perfection Plus Kaba Nane 250g  
PP010/0047 - Perfection Plus Kaba Portakal 250g  
PP095/4000 - Eco+ Orta Nane 300g  
PP095/4001 - Eco+ Kaba Turuncu 300g  
PP010/0051 - Perfection Plus Yağsız Orta Nane 300g  
PP010/0054 - Perfection Plus Yağsız Orta Portakal 300g  
PP010/0053 - Perfection Plus Yağsız Kaba Nane 300g  
PP010/0052 - Perfection Plus Yağsız Kaba Portakal 300g

### ÖZELLİKLER

Florür içermez ve sadece doğal aromalar içerir. Çeşitli sınıflarda kullanılan aşındırıcı karışımı, minede kayda değer bir aşınma olmaksızın plak ve tartarın uzaklaştırılmasını en üst düzeye çıkarmak içindir.

### KULLANIM ENDİKASYONLARI

Profilaksi macunu tiksotropiktir: İstenirse, macunun akışkanlığı kullanımdan önce hafifçe spatüle edilerek artırılabilir. Kullandıktan sonra kapağı yerine takın. En iyi sonuçlar için prophy tipi el aleti ve kap/fırça kombinasyonu ile kullanın.

### KULLANIM TALİMATLARI

Kabı/fırçayı macunla doldurun ve düşük hızda her bir diş yüzeyinde gezdirin, kabın/fırçanın kenarının dişeti sulkusunun serbest kenarının altına indiğinden emin olun. Açıkta kalan tüm yüzeyler tedavi edilene kadar bu prosedürü her diş için tekrarlayın. Ağdasız Diş İpi, fazla macunu interproksimal alanlardan çıkarmak için kullanılabilir.

### SAKLAMA VE BERTARAF

Kullandıktan sonra kapağı yerine takın. Serin ve kuru bir ortamda saklayın.  
Tüm yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin, Kanalizasyona boşaltmayın.  
Boş ambalajları tekrar kullanmayın.



### UYARI

Bu malzemenin bileşenlerinden herhangi birine alerjisi olduğu bilinen hastaları veya kullanıcıları maruz bırakmayın. Göz veya cilt ile temasından kaçının. Temas halinde su ile iyice yıkayın ve semptomlar devam ederse tıbbi yardım alın.



### DIKKAT

Ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bu durum üreticiye ve yetkili makama bildirilmelidir.

### PARTİ KODU/SON KULLANMA TARİHİ

Tüm yazışmalarda parti numarası belirtilmelidir. Parti kodu, malzeme partisini benzersiz bir şekilde tanımlamak için sayısal bir son ek ile birlikte açık bir üretim tarihi, ay, yıl ve gün formatı verir. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

Perfection Plus Ltd  
6 Westwood Court  
Brunel Road  
Totton  
Hampshire  
SO40 3WX, UK  
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd  
The Black Church  
St. Marys Place  
Dublin, Ireland  
D07 94AX  
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd  
Tower Business  
Centre  
2nd Floor Tower  
Street  
Swatar, Malta

