

Barrage sans latex Mode d'emploi

IMPORTANT

Lisez ce document « Mode d'emploi » avant de le manipuler. Ce produit est destiné à être utilisé par un professionnel uniquement.

SPÉCIALEMENT FORMULÉ POUR UNE UTILISATION EN DENTISTERIE

IDENTIFICATION

Nom du produit	Barrage sans latex 6 x 6 pk 20
Nom de l'entreprise	Perfection Plus Ltée
Adresse de l'entreprise	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Royaume-Uni
N° de téléphone de l'entreprise	+44 (0) 2380 866 677

CODE PRODUIT – REF

004/0046 Barrage sans latex 6 x 6 Bleu moyen pk 20 004/0050 Barrage sans latex 6 x 6 Bleu moyen pk 80
004/0047 Barrage sans latex 6 x 6 Heavy Blue pk 20 004/0051 Barrage sans latex 6 x 6 Heavy Blue pk 80

INDICATIONS D'UTILISATION

Les digues en caoutchouc sans latex de polyisoprène sont fabriquées à partir d'un polymère de polyisoprène synthétique qui a des propriétés physiques similaires à celles du latex de caoutchouc naturel, mais sans les protéines présentes dans le latex de caoutchouc naturel qui peuvent provoquer des réactions allergiques. La digue dentaire est utilisée comme barrière buccale protectrice lors des procédures endodontiques afin de réduire le risque d'infection, d'isoler la zone de travail, d'empêcher les particules ou les petits objets de pénétrer dans les voies respiratoires du patient et d'améliorer le confort du patient.

La digue dentaire est un dispositif à usage unique, non invasif et non stérile qui est conçu pour être utilisé uniquement par des professionnels dentaires qualifiés aux fins décrites.

CONTRE-INDICATIONS

Il est de la responsabilité du dentiste de déterminer si l'utilisation de la digue dentaire est appropriée pour chaque patient. La digue dentaire ne doit pas être utilisée dans des situations où la peau de la zone concernée est cassée, où le patient a une sensibilité connue aux allergies de type IV ou si d'autres considérations cliniques indiquent qu'elle ne doit pas être utilisée.

Non fabriqué en latex de caoutchouc naturel.

MODE D'EMPLOI

1. Prenez une feuille de digue sans latex et un gabarit de digue dentaire.
2. Placez une digue sans latex sur le gabarit et ajustez-la.
3. À l'aide d'un marqueur, sélectionnez la dent nécessaire pour l'isolation.
4. Faites un trou à l'aide du poinçon de digue dentaire de Perfection Plus.
5. Étirez la digue sans latex sur un cadre de digue en métal/plastique.
6. Placez la pince de digue dentaire dans le trou et positionnez-la autour de la dent.



Le poinçon de la digue dentaire doit être en bon état, car le fait de ne pas percer un trou propre pourrait entraîner la déchirure de la digue dentaire.

STOCKAGE

Le produit est inflammable et doit être tenu à l'écart des flammes nues pendant la manipulation et le stockage. Conserver en dessous de 26 °C et à l'abri des sources de chaleur directes.

Évitez les conditions de stockage humides et conservez-le à l'abri de la lumière directe du soleil.

Évitez tout contact avec du cuivre, des alliages contenant du cuivre, des huiles, des solvants et des graisses.

La boîte doit être fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

AVERTISSEMENT!

Le polyisoprène est considéré comme non dangereux et peut être utilisé sans danger par les personnes qui savent qu'elles sont sensibles aux allergies au latex de caoutchouc naturel.

Le produit contient des additifs de traitement, y compris le dithiocarbonate, qui peuvent provoquer une sensibilisation par contact avec la peau et donner lieu à des allergies de type IV. Les personnes qui savent qu'elles sont sensibles aux dithiocarbonates doivent éviter tout contact avec le produit. Les sous-produits de N-nitrosamine du dithiocarbonate sont généralement de <10 µg/kg (limite 93/11/CEE pour les tétines de biberon) lorsqu'ils sont testés par BSEN12868.

Le silicate de magnésium est considéré comme non dangereux dans les quantités présentes sur le produit, mais le contact doit être évité avec une peau éraflée.

Le produit ne doit être utilisé que par un dentiste qualifié et formé à l'utilisation des digues dentaires.

- N'utilisez pas le tampon de digue dentaire s'il y a le moindre signe de dommage. Veuillez vous débarrasser de tout article endommagé conformément aux réglementations locales
- N'utilisez pas le produit de digue dentaire à d'autres fins que celles indiquées dans ce manuel.
- Le produit ne doit être utilisé qu'avant la date de péremption indiquée sur la boîte.
- N'utilisez pas le produit sur des enfants à moins d'être sous la supervision d'un praticien qualifié.
- Ce produit est à usage unique uniquement. Il ne convient pas au nettoyage.



Prudence



En cas d'incident grave lié au produit, il doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

NUMÉRO DE LOT ET DATE D'EXPIRATION

Les éléments ci-dessus sont imprimés sur chaque emballage et doivent être cités dans toute correspondance nécessitant l'identification du produit. N'utilisez pas le produit après cette date. Voir la boîte du produit pour le lot.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

