

Latex Dam (Язовир Латекс)

Инструкции за употреба

ВАЖЕН

Прочетете този документ "Инструкции за употреба" преди работа. Този продукт е предназначен за употреба само от професионалист.

СПЕЦИАЛНО ФОРМУЛИРАН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В СТОМАТОЛОГИЯТА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Product Name	Язовир Латекс 6 x 6 рк 36
Company Name	Perfection Plus Ltd
Company Address	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
Company Phone No.	+44 (0) 2380 866 677

КОД НА ПРОДУКТА –

004/0032 Язовир Латекс 6 x 6 Тънко зелено рк 36

004/0033 Язовир Латекс 6 x 6 Средно зелено рк 36

004/0034 Язовир Латекс 6 x 6 Тежко зелено рк 36

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Латексовите гумени язовири се произвеждат от естествен каучуков латекс. Зъбният язовир се използва като защитна орална бариера по време на ендодонтски процедури за намаляване на риска от инфекция, за изолиране на работната зона, за предотвратяване на проникването на частици или малки предмети в дихателните пътища на пациента и за подобряване на комфорта на пациента. Денталният язовир е неинвазивен, нестерилен апарат за еднократна употреба, който е предназначен за използване само от квалифицирани дентални специалисти за описаната цел.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Отговорност на лекаря по дентална медицина е да определи дали използването на дентална стена е подходящо за всеки отделен пациент. Латексовите зъбни прегради не трябва да се използват в ситуации, при които кожата в съответната област е счупена, пациентът има известна латексова алергия или чувствителност към алергени тип IV или други клинични съображения показват, че не трябва да се използва.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Вземете лист от латексова язовирна стена и лист от гумен шаблон за язовир.
2. Поставете латексовата язовирна стена върху шаблона и регулирайте.
3. С помощта на маркерна писалка изберете кой зъб е необходим за изолация.
4. Направете дупка с помощта на зъбния удар на Perfection Plus.
5. Разтегнете латексовата язовирна стена върху метална рамка на язовира.
6. Поставете зъбната скоба в отвора и поставете около зъба.

Ударът на зъбния язовир трябва да е в добро състояние, тъй като неуспехът да се пробие чиста дупка може да доведе до разкъсване на зъбния язовир.

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е запалим и трябва да се пази от открит пламък по време на работа и съхранение. Да се съхранява под 26°C и далеч от директни източници на топлина.

Избягвайте влажни условия на съхранение и пазете от пряка слънчева светлина.

Избягвайте контакт с мед, съдържащи мед сплави, масла, разтворители и греси.

Кутията трябва да бъде затворена, когато не се използва.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Естествените латексови дентални язовири не трябва да се използват при лица, които са податливи на алергии от естествен каучуков латекс, но иначе се считат за неопасни и безопасни за употреба.

Продуктът съдържа добавки за преработка, включително дитиокарбонат, които могат да причинят сенсibiliзация при контакт с кожата и да доведат до алергии тип IV. Лицата, които знаят, че са податливи на дитиокарбонати, трябва да избягват контакт с продукта.

Талкът се счита за неопасен в количествата, присъстващи върху продукта, но трябва да се избягва контакт с наранена кожа.

Продуктът трябва да се използва само от квалифициран лекар по дентална медицина, обучен в използването на дентални язовири.

- Не използвайте подложката за зъбен язовир, ако има някакви признаци на повреда. Моля, изхвърлете всички повредени предмети в съответствие с местните разпоредби
- Не използвайте продукта на зъбния язовир за каквато и да е друга цел, посочена в това ръководство.
- Продуктът трябва да се използва само преди срока на годност, отбелязан върху кутията.
- Не използвайте продукта върху деца, освен ако не е под наблюдението на квалифициран практикуващ лекар.
- Този продукт е само за еднократна употреба. Не е подходящ за почистване

Предпазливост



Ако възникне сериозен инцидент във връзка с продукта, той следва да бъде докладван на производителя и на компетентния орган.

НОМЕР НА ПАРТИДАТА И СРОК НА ГОДНОСТ

Горните са отпечатани на всяка опаковка и трябва да бъдат цитирани във всяка кореспонденция, която изисква идентификация на продукта. Не използвайте продукта след тази дата. Вижте продуктовата кутия за партида.



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

