

## Non Latex Dam Инструкции за употреба

### **IMPORTANT**

Прочетете този документ "Инструкции за употреба" преди работа. Този продукт е предназначен за употреба само от професионалист.

**СПЕЦИАЛНО ФОРМУЛИРАН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В СТОМАТОЛОГИЯТА**

### **ИДЕНТИФИКАЦИЯ**

Product Name	Non Latex Dam 6 x 6 pk 20
Company Name	Perfection Plus Ltd
Company Address	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
Company Phone No.	+44 (0) 2380 866 677

### **КОД НА ПРОДУКТА – REF**

004/0046 Non Latex Dam 6 x 6 Средно синьо pk 20      004/0050 Non Latex Dam 6 x 6 Средно синьо pk 80  
004/0047 Non Latex Dam 6 x 6 Тежко синьо pk 20      004/0051 Non Latex Dam 6 x 6 Тежко синьо pk 80

### **ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Полиизопреновите гумени язовири без латекс са произведени от синтетичен полиизопренов полимер, който има физични свойства, подобни на тези на естествения каучуков латекс, но без протеините, които се срещат в естествения каучуков латекс, които могат да причинят алергични реакции. Зъбният язовир се използва като защитна орална бариера по време на ендодонтски процедури за намаляване на риска от инфекция, за изолиране на работната зона, за предотвратяване на проникването на частици или малки предмети в дихателните пътища на пациента и за подобряване на комфорта на пациента.

Денталният язовир е неинвазивен, нестерилен апарат за еднократна употреба, който е предназначен за използване само от квалифицирани дентални специалисти за описаната цел.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Отговорност на лекаря по дентална медицина е да определи дали използването на дентална стена е подходящо за всеки отделен пациент. Зъбната стена не трябва да се използва в ситуации, когато кожата в съответната област е счупена, пациентът има известна чувствителност към алергии тип IV или други клинични съображения показват, че не трябва да се използва.

Не е произведен с помощта на естествен каучуков латекс.

### **ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

1. Вземете лист язовир без латекс и шаблон за стоматологичен язовир.
2. Поставете язовир без латекс върху шаблона и регулирайте.
3. С помощта на маркерна писалка изберете кой зъб е необходим за изолация.
4. Направете дупка с помощта на зъбния удар на Perfection Plus.
5. Разтегнете язовир без латекс върху метална / пластмасова рамка на язовира.
6. Поставете зъбната скоба в отвора и поставете около зъба.

Ударът на зъбния язовир трябва да е в добро състояние, тъй като неуспехът да се пробие чиста дупка може да доведе до разкъсване на зъбния язовир.



### **СЪХРАНЕНИЕ**

Продуктът е запалим и трябва да се пази от открит пламък по време на работа и съхранение. Да се съхранява под 26°C и далеч от директни източници на топлина.

Избягвайте влажни условия на съхранение и пазете от пряка слънчева светлина.

Избягвайте контакт с мед, съдържащи мед сплави, масла, разтворители и греси.

Кутията трябва да бъде затворена, когато не се използва.

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Полиизопренът се счита за неопасен и е безопасен за употреба от лица, които знаят, че са податливи на алергии от естествен каучуков латекс.

Продуктът съдържа добавки за преработка, включително дитиокарбонат, които могат да причинят сенсibiliзация при контакт с кожата и да доведат до алергии тип IV. Лицата, които знаят, че са податливи на дитиокарбонати, трябва да избягват контакт с продукта. N-нитрозаминовите странични продукти на дитиокарбоната обикновено са <10 µg/kg (93/11/ЕЕС граница за биберони за бутилки), когато се изпитват от BSEN12868.

Магнезиевият силикат се счита за неопасен в количествата, присъстващи върху продукта, но трябва да се избягва контакт с наранена кожа.

Продуктът трябва да се използва само от квалифициран лекар по дентална медицина, обучен в използването на дентални язовири.

- Не използвайте подложката за зъбна превръзка, ако има някакви признаци на повреда. Моля, изхвърлете всички повредени предмети в съответствие с местните разпоредби
- Не използвайте продукта за зъбни язовири за каквато и да е друга цел, посочена в това ръководство.
- Продуктът трябва да се използва само преди срока на годност, отбелязан върху кутията.
- Не използвайте продукта върху деца, освен ако не е под наблюдението на квалифициран практикуващ лекар.
- Този продукт е само за еднократна употреба. Не е подходящ за почистване.



## **Предпазливост**



Близък план на знак Описание автоматично генерирано

## **НОМЕР НА ПАРТИДАТА И СРОК НА ГОДНОСТ**

Горните са отпечатани на всяка опаковка и трябва да бъдат цитирани във всяка кореспонденция, която изисква идентификация на продукта. Не използвайте продукта след тази дата. Вижте продуктовата кутия за партида.



Perfection Plus Ltd  
6 Westwood Court  
Brunel Road  
Hampshire  
SO40 3WX, UK  
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd  
The Black Church  
St Mary's Place.  
Dublin, Ireland,  
D07 P4AX  
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd  
Tower Business  
Centre  
2nd Floor Tower  
Street  
Swatar, Malta

