

**Prophy Paste
Mode d'emploi**
IMPORTANT

Lisez ce document « Mode d'emploi » avant d'utiliser. Ce produit est réservé à un usage professionnel.

SPÉCIALEMENT, FORMULÉ POUR UNE UTILISATION EN DENTISTERIE
IDENTIFICATION

Pâte prophylactique pour le traitement de la sensibilité dentinaire et post-opératoire.

Nom du produit	Prophy Paste
Nom de la compagnie	Perfection Plus Ltd
Adresse de la société	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Royaume-Uni
Numéro de téléphone de l'entreprise	+44 (0) 2380 866 677

CODE UCT
REF

PP010/0001 – Perfection Plus Menthe moyenne 250 g
 PP010/0002 – Perfection Plus Orange moyenne 250g
 PP010/0046 – Perfection Plus Menthe grand 250 g
 PP010/0047 – Perfection Plus Orange grand 250 g
 PP095/4000 – Eco+ Menthe moyenne 300 g
 PP095/4001 – Eco+ Orange grand 300 g
 PP010/0051 – Perfection Plus Menthe moyenne Sans Huile 300g
 PP010/0054 – Perfection Plus Menthe moyenne sans huile 300g
 PP010/0053 – Perfection Plus Menthe Grossière Sans Huile 300g
 PP010/0052 – Perfection Plus Orange Grossière Sans Huile 300g

FONCTIONNALITÉS

Ne contient pas de fluorure et uniquement des arômes naturels. Le mélange d'abrasif utilisé dans les différentes qualités permet de maximiser l'élimination de la plaque et du tartre sans abrasion appréciable de l'émail.

INDICATIONS POUR L'UTILISATION

La pâte prophylactique est thixotrope : si désirée, la fluidité de la pâte peut être augmentée par une spatulation douce avant utilisation. Remettez le couvercle après utilisation. Pour de meilleurs résultats, utilisez avec une pièce à main de type propé et une combinaison de brosses et de cupules.

MODE D'EMPLOI

Remplir la coupelle/la brosse avec de la pâte et passer à basse vitesse sur chaque surface de la dent, en veillant à ce que le bord de la coupelle/de la brosse passe sous le bord libre du sillon gingival. Répétez cette procédure pour chaque dent jusqu'à ce que toutes les surfaces exposées aient été traitées. Du fil dentaire non ciré peut être utilisé pour éliminer tout excès de pâte dans les zones interproximales.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

Remettez le couvercle après utilisation. Stocker dans des conditions fraîches et sèches.

Éliminer conformément à toutes les réglementations locales et nationales, ne pas jeter dans les égouts.

Ne pas réutiliser les emballages vides.


ATTENTION

N'exposez pas les patients ou les utilisateurs connus pour être allergiques à l'un des ingrédients de ce matériau. Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin si les symptômes persistent.


MISE EN GARDE

Si un incident grave lié au produit se produit, il doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

CODE DE LOT/DATE DE PÉREMPTION

Le numéro de lot doit être mentionné dans toute correspondance. Le code de lot donne une date de fabrication ouverte au format mois, année et jour, avec un suffixe numérique pour identifier de manière unique le lot de matériau. Ne pas utiliser après la date de péremption.

Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Totton
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St. Marys Place
Dublin, Ireland
D07 94AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

