

## Pasta do profilaktyki

### Instrukcja stosowania

#### **WAŻNE**

Przed przystąpieniem do używania pasty zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji stosowania. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

#### **SPECJALNA FORMUŁA DO STOSOWANIA W STOMATOLOGII**

#### **IDENTYFIKACJA**

Pasta do profilaktyki służy do leczenia wrażliwości zębiny oraz wrażliwości pozabiegowej.

Nazwa produktu	Pasta do profilaktyki
Nazwa firmy	Perfection Plus Ltd
Adres firmy	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Wielka Brytania
Firmowy nr telefonu	+44 (0) 2380 866 677

#### **KOD PRODUKTU** REF

- PP010/0001 — Perfection Plus Medium Mint (średnioziarnista, smak miętowy) 250 g
- PP010/0002 — Perfection Plus Medium Orange (średnioziarnista, smak pomarańczowy) 250 g
- PP010/0046 — Perfection Plus Coarse Mint (gruboziarnista, smak miętowy) 250 g
- PP010/0047 — Perfection Plus Coarse Orange (gruboziarnista, smak pomarańczowy) 250 g
- PP095/4000 — Eco+ Medium Mint (średnioziarnista, smak miętowy) 300 g
- PP095/4001 — Eco+ Coarse Orange (gruboziarnista, smak pomarańczowy) 300 g
- PP010/0051 — Perfection Plus Oil Free Medium Mint (średnioziarnista, smak miętowy, bez oleju) 300 g
- PP010/0054 — Perfection Plus Oil Free Medium Orange (średnioziarnista, smak pomarańczowy, bez oleju) 300 g
- PP010/0053 — Perfection Plus Oil Free Coarse Mint (gruboziarnista, smak miętowy, bez oleju) 300 g
- PP010/0052 — Perfection Plus Oil Free Coarse Orange (gruboziarnista, smak pomarańczowy, bez oleju) 300 g

#### **FUNKCJE**

Pasta nie zawiera fluoru, w jej skład wchodzi wyłącznie naturalne aromaty. Mieszanka substancji o właściwościach ściernych o różnym stopniu ziarnistości służy do maksymalnie skutecznego usuwania płytki oraz kamienia nazębnego bez niszczącej bez istotnego ścierania szkliwa.

#### **WSKAZANIA DO STOSOWANIA**

Pasta profilaktyczna ma właściwości tiksotropowe: w razie potrzeby można zwiększyć płynność pasty poprzez delikatne jej mieszanie łopatką. Po użyciu zamknąć wieczko. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, stosować przy użyciu kątnicy do czynności profilaktycznych i gumki/szczoteczki.

#### **INSTRUKCJA STOSOWANIA**

Napełnić szczoteczkę/gumkę pastą i po ustawieniu niskiej prędkości opracowywać poszczególne powierzchnie zębowe, dopilnowując, aby krawędź gumki/szczoteczki znajdowała się poniżej wolnego brzegu bruzdy dziąsłowej. Powtarzać procedurę w odniesieniu do każdego zęba, aż wszystkie eksponowane powierzchnie zostaną opracowane. Do usuwania nadmiaru pasty przez miejsca interproksymalne można użyć niewoskowanej nici dentystycznej.

#### **PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA**

Po użyciu zamknąć wieczko. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizować zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. Nie wprowadzać do kanalizacji.

Nie używać ponownie pustych opakowań.



#### **OSTRZEŻENIE**

Nie narażać pacjentów ani użytkowników ze stwierdzoną alergią na jakikolwiek składnik tego materiału na kontakt z nim. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu płukać obficie wodą, a jeżeli objawy się utrzymują, zwrócić się do lekarza.



#### **PRZESTROGA**

Jeżeli dojdzie do poważnego incydentu związanego z produktem, należy zgłosić ten fakt producentowi i kompetentnym władzom.

#### **KOD PARTII / TERMIN WAŻNOŚCI**

Numer partii należy przytaczać w całej korespondencji. Kod partii obejmuje otwartą datę produkcji w formacie miesiąc, rok i dzień, z przyrostkiem numerycznym mającym na celu unikalną identyfikację partii materiału. Nie używać po upływie terminu ważności.

Perfection Plus Ltd  
6 Westwood Court  
Brunel Road  
Totton  
Hampshire  
SO40 3WX, UK  
[www.perfectionplus.com](http://www.perfectionplus.com)



Perfection Plus EU Ltd  
The Black Church  
St. Marys Place  
Dublin, Ireland  
D07 94AX  
[Regulatory@perfectionplus.com](mailto:Regulatory@perfectionplus.com)



Advena Ltd  
Tower Business  
Centre  
2nd Floor Tower  
Street  
Swatar, Malta

