

ProphyPLUS Single Dose Инструкции за употреба

ВАЖЕН

Прочетете този документ "Инструкции за употреба" преди работа. Този продукт е предназначен за употреба само от стоматолог.

СПЕЦИАЛНО ФОРМУЛИРАН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В СТОМАТОЛОГИЯТА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

| | |
|-------------------|--|
| Product Name | ProphyPLUS Единична доза Prophy Paste pk 200 чаши |
| Company Name | Perfection Plus Ltd |
| Company Address | 6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK |
| Company Phone No. | +44 (0) 2380 866 677 |

КОД НА ПРОДУКТА -

PP010/0100 Средна мента

PP010/0101 Груба мента

PP010/0102 Средна череша

PP010/0103 Груба череша

PP010/0104 Funky Flavours с 200 стикера

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Смес от полиращи и почистващи препарати, предназначени за професионална употреба по време на стоматологични / ортодонтични хигиенни процедури. Всяка еднородова чаша съдържа достатъчно паста за еднократно профилактично лечение.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

С помощта на чаша напълнете чрез натискане на лицето на чашата в пастата, докато работите с ниска скорост. Поддържайте бързо и леко докосване. Върху чашата трябва да се поддържа достатъчно паста, за да се избегне прегряване на зъбната повърхност.

Препоръчва се евакуация на слюнката, за да се избегне разреждане и поглъщане на пастата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Пастата трябва да се отхвърча и да не се поглъща.

Продуктът съдържа 1,23% натриев флуорид, освен ако не е отбелязано, гаденето може да е резултат от прекомерно поглъщане на флуорид.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Предпазливост



Близък план на знак Описание автоматично генерирано

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и хладно място под 25°C. Пазете от пряка слънчева светлина.



Партиден код/Срок на годност

Вижте пота за номер на партидата и срок на годност.

Разпространител: Perfection Plus Ltd, 6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX



Dental Technologies
6901 North Hamlin
Avenue
Lincolnwood
Illinois 60712, USA
www.dentaltech.com



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road, Totton
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com
Regulatory@perfectionplus.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com

