

RestorePLUS

Инструкции за употреба

ВАЖЕН

Прочетете този документ "Инструкции за употреба" преди работа. Този продукт е предназначен само за употреба от дентални специалисти.

Усъвършенстван флуорид, съдържащ композит както за предна, така и за задна употреба. Отлична износоустойчивост, естетика и рентгеноконтрастност два пъти по-голяма от дентина. Предлага се в 9 нюанса.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Име на продукта	RestorePlus
Име на фирмата	Перфекшън Плюс ООД
Адрес на компанията	6 Westwood Court, Brunel Road, Тотън, Хемпшир, SO40 3WX, Великобритания
Фирмен телефонен номер	+44 (0) 2380 866 677

КОД НА ПРОДУКТ REF

PP010/1730 20 x 0.25g капсула A1	PP010/1700 4g спринцовка A1
PP010/1732 20 x 0.25g капсула A2	PP010/1702 4g спринцовка A2
PP010/1734 20 x 0.25g капсула A3	PP010/1704 4g спринцовка A3
PP010/1736 20 x 0.25g капсула A3.5	PP010/1706 4g спринцовка A3.5
PP010/1738 20 x 0.25g капсула A4	PP010/1708 4g спринцовка A4
PP010/1740 20 x 0.25g капсула B2	PP010/1710 4g спринцовка B2
PP010/1744 20 x 0.25g капсула C2	PP010/1714 4g спринцовка C2
PP010/1746 20 x 0.25g капсула BW	PP010/1716 4g спринцовка BW
	PP010/1725 4g спринцовка UO (универсална непрозрачна)

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Предни и задни кухини I, II, III, IV и V, клиновидни дефекти и коренови кухини, директни ламинатни фасети, изграждане на сърцевини и ремонт на счупен ламиниран фурнир и порцелан.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

След почистване на зъбната повърхност и докато зъбът е все още влажен, проверете сянката.

Подгответе кухнята по конвенционалния начин, като използвате скосен ръб, където е подходящо. Ако пулпата е изложена или е близо до възстановяването, тогава трябва да се използва подложка от калциев хидроксид, като PerfectaLINE.

Нанесете свързващия агент според указанията на производителя. Препоръчват се PerfectEtch и Connect+.

Дозирайте необходимото количество материал от спринцовката или капсулата в кухнята. Ако използвате спринцовката, освободете налягането веднага след дозирането, като завъртите дръжката на спринцовката обратно на часовниковата стрелка на 360°. Винаги сменяйте капачката на спринцовката след употреба. Частта от използваните капсули трябва да се изхвърли.

След поставяне и контуриране на реставрацията, втвърдявайте се със светлинен блок. Изберете времето за втвърдяване на светлината от таблицата по-долу. Светлината втвърдява цялата повърхност на реставрацията. За дълбоки кухини се препоръчва техниката на насляване. Поставете в слой с дълбочина до 2 мм и втвърдете с апарат за лечение на зъбна светлина.

Единица за втвърдяване на светлината	Светодиод	Халоген
Време за леко втвърдяване	10 секунди	20 секунди
Дължина на вълната	440-490 nm	400-500 nm
Интензитет на светлината	≥ 1000 mW/cm ²	≥ 500 mW/cm ²

Използвайте дентален апарат за втвърдяване със светлини със спецификации, еквивалентни на описаните по-горе. Ако използвате устройство с различни препоръки, следвайте инструкциите на производителя.

След втвърдяване отстранете излишния материал с абразивни камъни и точки, след което полирайте.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ/ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Не използвайте този продукт при пациенти с известна алергия към *метакрилатна смола* и/или метакрилатен мономер.

Ако при употреба на този продукт възникне обрив или възпаление на кожата при пациента, незабавно прекратете употребата и помолете пациента да потърси лекарска помощ.

Избягвайте контакт с меките тъкани, кожата или очите. В случай на контакт изплакнете незабавно с обилно количество вода и потърсете лекарска помощ.

Ако кухнята е дълбока, защитете с агент за затваряне на целулоза. **(Забележка. Не използвайте подложка, съдържаща евгенол)**

Носете UV защитни очила при леко втвърдяване.

Избягвайте контакт на нефиксиран цимент с незъбна структура по време на нанасяне.

Този продукт е формулиран за употреба в стоматологията и е предназначен само за употреба от дентални специалисти.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не използвайте този продукт за други цели, освен изрично описаните в ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА.

Предпазливост



Ако възникне сериозен инцидент във връзка с продукта, той трябва да бъде докладван на производителя и компетентния орган.



СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява далеч от пряка слънчева светлина и да се съхранява при стайна температура (1-30°C).



Партиден код/Дата на изтичане

Партидният код дава отворена дата на производство във формат месец, година и ден с цифров суфикс за уникално идентифициране на партидата материал. Моля, цитирайте този партиден номер в цялата кореспонденция. Датата на изтичане е показана във формат година, месец. Не използвайте продукта след тази дата.

Важна забележка: за да избегнете уплътняване и преждевременно втвърдяване в спринцовката, моля, навийте винта на 360°, за да освободите налягането след всяка употреба. Това също така предотвратява екструдирането на излишния материал в капачката и неравномерната консистенция.



Перфекшън Плюс ООД
6 Уестууд Корт
Брунел Роуд
Хемпшир
SO40 3WX,
Великобритания
www.perfectionplus.com



Перфект Плюс ЕООД
Черната църква
Сейнт Мери Плейс.
Дъблин, Ирландия,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

