

## Geçici Kavite Dolgu Malzemesi

### Kullanım Talimatları

#### ÖNEMLİ

Kullanmadan önce bu 'Kullanım Talimatları' belgesini okuyun.  
DIŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIM İÇİN ÖZEL OLARAK FORMÜLE EDİLMİŞTİR

#### TANIM

Sentetik reçine bazlı, kullanıma hazır geçici dolgu malzemesidir. Yeterli güçtedir ancak kolayca çıkarılabilir. Dentine iyi yapışma ve mükemmel marjinal adaptasyon. İyi sızdırmazlık özelliği, kullanımı kolay kıvam. Kalıcı bir dolgu malzemesi değildir ve önerilen kullanım süresi en fazla 4 haftadır.

Ürün Adı	Geçici Kavite Dolgu Malzemesi (TCFM)
Şirket Adı	Perfection Plus Ltd
Şirket Adresi	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Birleşik Krallık
Şirket Telefon No.	+44 (0) 2380 866 677

#### ÜRÜN KODU - REF

PP010/0006 - 8g Tüp

PP010/0009 - 30g Kavanoz

#### KULLANIM ENDİKASYONLARI

Kavitelerin geçici olarak doldurulması. İnley preparatlarının geçici olarak kapatılması. Endodontik tedavilerde geçici mühürleme. Post kronların geçici olarak sabitlenmesi.

#### KULLANIM TALİMATLARI

Uygun bir dolgu aleti kullanarak doğrudan boşluğa yerleştirin ve gerektiği şekilde uyarlayın. Yerleştirmeden önce boşluğun kurutulması şart değildir. Geçici dolgu malzemesi nem emerek sertleşir ve geçirimsiz bir sızdırmazlık sağlar. Yaklaşık 2 saat boyunca çiğneme basıncı uygulanmaması tavsiye edilir.

Post kronların geçici olarak sabitlenmesi için kronun iç kısmına bir tabaka yayın ve normal şekilde oturtun.

NOT: Tüp sunumu için, kapağı tüpten çıkarın, ters çevirin ve membranı tamamen delin.

#### UYARILAR

Bu tür malzemelere alerjisi olduğu bilinen kullanıcıları maruz bırakmayın. Neme karşı hassasiyet nedeniyle, malzemeyi çıkardıktan hemen sonra tüpü veya kavanozu kapatın, aksi takdirde malzemenin viskozitesi artar (nem girişi nedeniyle) ve malzeme artık çıkarılamayabilir.



#### SAKLAMA

Serin ve kuru yerde saklayın (5 - 25°C). Her kullanımdan sonra kapakların sıkıca değiştirilmesi önemlidir.



#### Parti kodu/ Son Kullanma Tarihi

Parti kodu, malzeme partisini benzersiz bir şekilde tanımlamak için sayısal bir son ek ile ay, yıl, gün formatında açık bir üretim tarihi verir. Lütfen tüm yazışmalarda bu parti numarasını belirtin. Son kullanma tarihi yıl, ay formatında gösterilir. Bu tarihten sonra ürünü kullanmayın.

#### Dikkat



Ürünle ilgili ciddi bir olay meydana gelirse, bu durum üreticiye ve yetkili makama bildirilmelidir.



Perfection Plus Ltd  
6 Westwood Court  
Brunel Yolu  
Hampshire  
SO40 3WX, UK  
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd  
The Black Church  
St Mary's Place.  
Dublin, Ireland,  
D07 P4AX  
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd  
Tower Business  
Centre  
2nd Floor Tower  
Street  
Swatar, Malta



0123