

ImpressPLUS Clear

Description Du Produit

ImpressPLUS Clear est un matériau transparent à base de polysiloxanes de vinyle. Convient à tous les types d'enregistrement d'occlusions qui font appel à des matrices transparentes. Ces matrices peuvent être utilisées pour la technique de placage.

IDENTIFICATION

Nom du produit	ImpressPLUS Clear
Nom de l'entreprise	Perfection Plus Ltd
Adresse de l'entreprise	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
N° de téléphone de l'entreprise	+44 (0) 2380 866 677

CODE PRODUIT - REF

010/0348 – ImpressPLUS Clear 50ml x2 & Tips

Données Techniques	
ISO 4823	Type B : matériaux pour l'enregistrement d'occlusions
Indications	- Enregistrements occlusaux précis - Matériau clé pour l'enregistrement des points incisifs (arc gothique) - Fabrication de petits segments de modèle - Silicone, matériau clé pour les restaurations composites
* Temps de travail total (minutes)	1:00
Temps en bouche (minutes)	2:00
* Temps de prise total (minutes)	3:00
Variation dimensionnelle linéaire en (%)	<0.3
Dureté Shore A	70±2

*** Attention !** L'application requiert une température de 23°C ± 2°C / 73°F ± 4°F et une humidité relative de 50 ± 5%. Des températures plus élevées réduisent le temps de travail et de prise, tandis que des températures plus basses les prolongent.

Application : Matériau pour empreinte dentaire

Environnement d'utilisation : cabinet dentaire

Groupe de patients cibles : personnes traitées dans le cadre d'une procédure dentaire, indépendamment de l'âge et du sexe.

MISE EN PLACE DE LA CARTOUCHE

Insérer la cartouche dans le pistolet distributeur conformément aux instructions du fabricant et retirer le capuchon. Extruder le matériau pour empreinte jusqu'à ce qu'il sorte des deux chambres à la même vitesse, puis fixer l'embout mélangeur approprié. Un embout intraoral peut être placé sur l'embout mélangeur.

APPLICATION – ENREGISTREMENTS D'OCCLUSIONS

Appliquer le matériau pour l'enregistrement d'occlusions selon la technique désirée (occlusale ou buccale). Extruder le matériau sur les zones où les dents ont été préparées en prenant soin de maintenir l'extrémité de l'embout mélangeur immergée dans le matériau afin d'éviter la formation de bulles d'air, puis demander au patient de mordre. Retirer délicatement l'enregistrement occlusal après le temps recommandé pour la phase de prise. Enlever tout résidu de matériau de la bouche. Ébarber la prise occlusale afin de garantir une mise en place correcte sur le modèle. Après utilisation, laisser l'embout mélangeur sur la cartouche, car il sert de bouchon. Les embouts intraoraux et les embouts mélangeurs sont à usage unique.

APPLICATION – MATRICE TRANSPARENTE

Appliquer ImpressPLUS Clear sur le porte-empreinte approprié, en prenant soin de maintenir l'extrémité de l'embout mélangeur immergée dans le matériau afin d'éviter la formation de bulles d'air, puis introduire le porte-empreinte dans la cavité buccale. Retirer délicatement la matrice après le temps recommandé pour la phase de prise. Rincer à l'eau et sécher à l'air. Préparer les dents selon la technique souhaitée et suivre le mode d'emploi du fabricant du matériau composite. Appliquer le composite sur la matrice transparente et la positionner en bouche. Photopolymériser la matrice en suivant le mode d'emploi correspondant. Après utilisation, laisser l'embout mélangeur sur la cartouche, car il sert de bouchon. Les embouts intraoraux et les embouts mélangeurs sont à usage unique.

DÉSINFECTION

Une fois l'empreinte extraite de la bouche, la rincer à l'eau tiède. Désinfecter ensuite l'empreinte avec des solutions ou des sprays désinfectants appropriés, comme le glutaraldéhyde à 2 %. Bien respecter le mode d'emploi du fabricant. Pour de plus amples informations concernant la désinfection des empreintes : JADA 1991 ; vol. 122 ; IS(8) ; p. 110. En cas de désinfection au peroxyde d'hydrogène, rincer soigneusement à l'eau tiède pour éviter la formation de bulles.

PRÉCAUTIONS

- Tout contact avec des gants en latex peut compromettre la réaction de prise. Le port de gants en vinyle est recommandé.
- L'eugénol ou certains matériaux hémostatiques peuvent compromettre la réaction de prise.
- Ne pas combiner avec des silicones, polyéther ou polysulfures à polymérisation par condensation.
- Éviter de répandre le matériau sur les vêtements, car il ne peut être éliminé par procédé chimique.
- Éviter tout contact du matériau avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter immédiatement un médecin.
- Consulter immédiatement un médecin en cas d'ingestion.
- Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation.

CONSERVATION

Stocker le produit entre 10 et 25°C (50-77°F). Stocker l'empreinte à température ambiante (max. 25°C/77°F).



NUMÉRO DE LOT ET DATE DE PÉREMPTION

Les informations ci-dessus sont imprimées sur chaque emballage et doivent être mentionnées dans toute correspondance exigeant l'identification du produit.

CONTRE-INDICATIONS

L'application du matériau ci-dessus est contre-indiquée dans les cas suivants :

- si le patient est identifié comme étant hypersensible ou allergique à l'un des composants
- si les dents du patient sont branlantes, car elles risquent de l'être davantage ou d'être extraites lors de la prise de l'empreinte.

MISE AU REBUT

Mettre le dispositif au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.

UTILISATEURS / RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL

Ces matériaux ont été conçus pour une utilisation exclusivement réservée aux professionnels des soins dentaires et doivent être manipulés conformément au mode d'emploi. Les recommandations figurant dans les instructions correspondent à l'état actuel des connaissances en matière de techniques dentaires. Toutefois, cela ne dispense pas l'utilisateur de déterminer si le dispositif convient à l'usage auquel il est destiné. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par tout autre usage ou par une manipulation incorrecte.

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION



Tout incident grave en lien avec ce dispositif doit faire l'objet d'une déclaration auprès du fabricant et de l'autorité compétente.

GLOSSAIRE DES PICTOGRAMMES

	Dispositif médical		Référence catalogue
	Consulter le mode d'emploi		Code de lot
	Mise en garde		Date limite d'utilisation
	Tenir à l'écart des rayons directs du soleil		Identifiant unique du dispositif
	Limite de température		Fabricant
	Importateur		Marquage de conformité de l'UE
	Mandataire dans la Communauté européenne		



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

