

ImpressPLUS Clear

Izstrādājuma Apraksts

ImpressPLUS Clear ir caurspīdīgs materiāls uz vinila polisiloksāna bāzes, kas piemērots visa veida sakodienu reģistrācijai, kurai nepieciešamas caurspīdīgas matricas. Šis caurspīdīgās matricas var izmantot venīru tehnikai.

IDENTIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums	ImpressPLUS Clear
Uzņēmuma nosaukums	Perfection Plus Ltd
Uzņēmuma adrese	6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK
Uzņēmuma tālruna nr.	+44 (0) 2380 866 677

PRODUKTA KODS- REF

010/0348 – ImpressPLUS Clear 50ml x2 & Tips

Tehniskie Dati	
ISO 4823	B tips: sakodiena reģistrācijas materiāli
Indikācijas	- Precīza oklūzijas reģistrācija - Pamatmateriāls adatas punkta reģistrācijai - Mazu modeļa segmentu izveidošana - Silikona pamatmateriāls kompozītmateriālu restaurācijām
*Kopējais darba laiks (minūtes)	1:00
Laiks mutē (minūtes)	2:00
*Kopējais sacietēšanas laiks (minūtes)	3:00
Lineāro izmēru izmaiņas, (%)	<0.3
Cietība (Shore A)	70±2

***Uzmanību!** Uzklāšana tiek veikta 23°C ± 2°C / 73°F ± 4°F temperatūrā, 50 ± 5% relatīvajā mitrumā. Augstāka temperatūra samazina darba un sacietēšanas laiku, bet zemāka temperatūra tos pagarina.

Paredzētā izmantošana: Zobu nospieduma materiāls

Izmantošanas vide: zobārstniecības prakse

Mērķa pacientu grupa: cilvēki, kuriem tiek veikta zobārstniecības procedūra, bez vecuma vai dzimuma ierobežojumiem.

KASNETNES PIESTIPRINĀŠANA

Uzlieciet kasetni uz aplikatora pistoles, ievērojot ražotāja norādījumus, un noņemiet vāciņu. Izspiediet nospieduma materiālu, līdz tas no abiem nodalījumiem izdalās ar vienādu ātrumu un pēc tam uzlieciet atbilstošu maisīšanas uzgali. Uz maisīšanas uzgaļa var uzlikt intraorālo uzgali.

IZMANTOŠANA – SAKODIENA REĢISTRĀCIJA

Atbilstoši nepieciešamajai tehnikai uzklājiet sakodiena reģistrācijas materiālu (uz oklūzīvās virsmas vai bukāli). Vispirms izspiediet materiālu uz sagatavoto zobu vietām, turot maisīšanas uzgali iegremdētu materiālā, lai neveidotos gaisa burbuļi, un tad palūdziet pacientam sakost zobus. Pēc ieteicamā laika uzmanīgi izņemiet sacietējušo sakodiena reģistrācijas materiālu. Izņemiet no mutes visus materiāla atlikumus. Apgrieziet sakodiena reģistrāciju, lai nodrošinātu pareizu piegulēšanu modelim. Pēc lietošanas atstājiet maisīšanas uzgali uz kasetnes – tas kalpo kā vāciņš. Intraorālie uzgali un maisīšanas uzgali paredzēti tikai vienreizējai lietošanai.

IZMANTOŠANA – CAURSPĪDĪGA MATRICA

Uzklājiet ImpressPLUS Clear uz atbilstošas nospieduma karotes, turot maisīšanas uzgaļa galu iegremdētu materiālā, lai neveidotos gaisa burbuļi, un ievietojiet to mutē. Pēc ieteicamā laika uzmanīgi izņemiet sacietējušo matricu. Noskalojiet ar ūdeni un nožāvējiet ar gaisu. Sagatavojiet zobus atbilstoši vajadzīgajai tehnikai un kompozītmateriāla ražotāja lietošanas instrukcijai. Uzklājiet kompozītmateriālu uz caurspīdīgās matricas un ievietojiet mutē. Gaismojiet caur matricu, ievērojot atbilstošo lietošanas instrukciju. Pēc lietošanas atstājiet maisīšanas uzgali uz kasetnes – tas kalpo kā vāciņš. Intraorālie uzgali un maisīšanas uzgali paredzēti tikai vienreizējai lietošanai.

DEZINFEKCIJA

Pēc nospieduma izņemšanas no mutes noskalojiet to zem remdena ūdens. Nospiedumu pēc tam var dezinficēt ar piemērotiem dezinfekcijas šķīdumiem vai aerosoliem, piemēram, 2% glutaraldehīdu. Ievērojiet ražotāja lietošanas instrukciju. Sīkāku informāciju par nospiedumu dezinfekciju skatīt: JADA 1991; vol. 122; IS(8); p110. Ja dezinfekcijai izmantojiet ūdeņraža peroksīdu, rūpīgi noskalojiet ar remdenu ūdeni, lai izvairītos no burbuļu veidošanās.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Saskare ar lateksa cimdēm var nevēlami ietekmēt sacietēšanas reakciju. Ieteicams izmantot vinila cimdus
- Eigenols un atsevišķi hemostāzes materiāli var nevēlami ietekmēt sacietēšanas reakciju

- Nekombinējiet ar kondensācijas metodi cietējošiem silikoniem, poliēteri vai polisulfīdu
- Izvairieties no materiāla nokļūšanas uz drēbēm, jo to nav iespējams noņemt ar ķīmiskām metodēm
- Nepieļaujiet materiāla saskari ar acīm. Saskares gadījumā skalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties konsultējieties ar ārstu
- Norīšanas gadījumā nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību
- Nelietojiet pēc derīguma termiņa beigām

UZGLABĀŠANA

Uzglabājiet izstrādājumu 10-25°C (50-77°F) temperatūrā. Uzglabājiet nospiedumu istabas temperatūrā (maks. 25°C/77°F).



SĒRIJAS NUMURS UN DERĪGUMA TERMIŅŠ

Šie dati ir uzdrukāti uz katra iepakojuma un tie jānorāda jebkādā sarakstē, kurā nepieciešama izstrādājuma identifikācija.

KONTRINDIKĀCIJAS

Iepriekš aprakstītā materiāla izmantošana ir kontrindicēta:

- ja pacientam ir zināma paaugstināta jutība vai alerģija pret jebkuru no sastāvdaļām.
- ja pacientam ir kustīgi zobi, jo nospieduma paņemšanas laikā tos iespējams vēl vairāk izkustināt vai ekstrahēt.

LIKVIDĒŠANA

Izstrādājumu likvidējiet atbilstoši vietējiem noteikumiem, kā piemērojams

LIETOTĀJI / TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI

Šie materiāli ir izstrādāti tikai zobārstniecības speciālistu lietošanai, un ar tiem jārikojas atbilstoši lietošanas instrukcijai. Instrukcijā sniegtie norādījumi atbilst pašreizējām zināšanām par zobārstniecībā izmantojamajām tehnikām. Tas neizslēdz lietotāja atbildību par izstrādājuma piemērotības noteikšanu paredzētajam mērķim. Ražotājs nav atbildīgs par citu lietotāju radīto kaitējumu vai nepareizu lietošanu.

ZIŅOŠANAS PIENĀKUMS

Ja rodas ar šo izstrādājumu saistīts nopietns negadījums, par to jāziņo ražotājam un kompetentajai iestādei.



SIMBOLU VĀRDNĪCA

	Medicīniska ierīce		Kataloga numurs
	Skatīt lietošanas instrukciju		Sērijas numurs
	Uzmanību!		Derīguma termiņš
	Neuzglabāt tiešā saules gaismā		Ierīces unikālais identifikators
	Temperatūras robežvērtības		Ražotājs
	Importētājs		ES atbilstības marķējums
	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā		



Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
SO40 3WX, UK
www.perfectionplus.com



Perfection Plus EU Ltd
The Black Church
St Mary's Place.
Dublin, Ireland,
D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com



Advena Ltd
Tower Business
Centre
2nd Floor Tower
Street
Swatar, Malta

